



Presentazione Prodotti **ANESTESIA**



CHI SIAMO

Securmed SpA fabbrica e sviluppa in Italia dispositivi medici e servizi con l'obiettivo di rendere più facile la vita sia alle persone bisognose di cure sia agli operatori sanitari.

La continua attività di ricerca e sviluppo è da sempre mirata a rendere i dispositivi più semplici da usare, più sicuri, e più efficaci. L'offerta attuale è quindi rivolta ai professionisti sanitari per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione delle infezioni, garantendo altresì facilità d'uso e sicurezza anche per i pazienti.

La gamma dei dispositivi offerti copre diversi campi di applicazione: Urologia / Continenza, Chirurgia, Drenaggio Chirurgico, Anestesia, Ossigeno Terapia e Gastroenterologia.

L'elevato standard qualitativo dei dispositivi fabbricati, e la costante attenzione al servizio fornito, sono da sempre punto di forza di Securmed SpA, e ne hanno favorito l'affermazione e la conoscenza dei marchi commerciali in ambito nazionale ed internazionale. Securmed SpA è in grado di soddisfare anche le esigenze di interlocutori privati, tramite la fornitura di prodotti OEM.



ANESTESIA: COSA OFFRIAMO

La gamma di prodotti per Anestesia comprende una vasta scelta di dispositivi, che spazia dai Cateteri per Aspirazione, a vari modelli di Tubi Endotracheali, alle Cannule di Guedel.

Ogni prodotto è progettato per essere facile da usare ed efficace, soddisfacendo così le esigenze di praticità e sicurezza di pazienti e professionisti.

SONDA PER ASPIRAZIONE

Utilizzata per l'aspirazione tracheo-bronchiale. È caratterizzata da una superficie liscia e satinata per ridurre il rischio di traumi. È dotata di connettori colorati secondo gli standard internazionali, per una facile identificazione delle diverse misure. Tra la sonda di aspirazione ed il tubo di collegamento è possibile utilizzare un connettore per il controllo ad intermittenza dell'aspirazione.

securflow
viat

MODELLO ASPIRAZIONE STANDARD



- » PVC medicale ed atossico. Non contiene Lattice. Disponibile anche senza Ftalati
- » Connettore conico, adatto per l'aspirazione continua
- » Punta aperta, liscia e ben arrotondata, per ridurre al minimo il rischio di traumi ai tessuti sensibili
- » Fori laterali singoli o doppi, simmetrici (tipo Mully) od asimmetrici
- » Lunghezza 53 cm
- » Misure disponibili: CH 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

securflow
viat

MODELLO ASPIRAZIONE CONTROLLATA



- » PVC medicale ed atossico. Non contiene Lattice. Disponibile anche senza Ftalati
- » Connettore dotato di valvola di controllo del vuoto, per una aspirazione controllata
- » Punta aperta, liscia e ben arrotondata
- » Fori laterali singoli o doppi, simmetrici (tipo Mully) od asimmetrici
- » Lunghezza 53 cm
- » Misure disponibili: CH 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20



CONNETTORE PER CONTROLLO DEL VUOTO

- » Dotato di tappo di chiusura che consente un'aspirazione costante. Permette una facile connessione con tutte le misure di sonda, da CH 04 a CH 20

MODELLO ASPIRAZIONE STANDARD



codice prodotto **11214101001**

CH 6
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214101007**

CH 18
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214101023**

CH 10
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214101002**

CH 8
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214101008**

CH 20
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214101024**

CH 12
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214101003.**


CH 10
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



MODELLO ASPIRAZIONE CONTROLLATA


codice prodotto **11214101020**

CH 5
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214101025**

CH 14
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214101004.**

CH 12
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214101021**

CH 6
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214101026**

CH 16
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214101005.**

CH 14
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214101022**

CH 8
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214101027**

CH 18
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214101006**

CH 16
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214101022**

CH 8
2 OCCHIELLI ASIMMETRICI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140108001**

CONNETTORE PER IL CONTROLLO
DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

ESTRATTORE DI MUCO

Permette la raccolta di muco per eseguire esami microbiologici.
Utilizzato per l'aspirazione delle secrezioni del tratto orofaringeo e per la pulizia delle vie respiratorie.



securflow
via!

ESTRATTORE MUCO


- » Contenitore di capacità 25 ml per il prelievo
- » Coperchio di ricambio a vite, per sigillare il contenitore una volta effettuato il prelievo
- » Con o senza filtro antibatterico
- » Sonda di aspirazione in PVC collegata al contenitore. Misure disponibili: CH 10, 12, 14
- » Connettore terminale adatto per l'aspirazione continua od intermittente, regolabile tramite la valvola di controllo

ESTRATTORE MUCO



codice prodotto **126140101010**

SONDA ASPIRAZIONE CON VALVOLA, CH10
SENZA FILTRO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **126140101012**

SONDA ASPIRAZIONE CON VALVOLA, CH12
SENZA FILTRO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **126140101014**

SONDA ASPIRAZIONE CON VALVOLA, CH14
SENZA FILTRO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **126140101020**

SONDA ASPIRAZIONE CON VALVOLA, CH10
CON FILTRO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140101022**

SONDA ASPIRAZIONE CON VALVOLA, CH12
CON FILTRO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140101024**

SONDA ASPIRAZIONE CON VALVOLA, CH14
CON FILTRO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

CANNULA DI GUEDEL

Utilizzata per assicurare la pervietà delle vie aeree durante le manovre di rianimazione in pazienti non coscienti. Impedisce la caduta della lingua con la conseguente ostruzione delle vie aeree superiori, e/o il morso accidentale della lingua o dell'eventuale Tubo Endotracheale da parte del paziente. Assicura una via di accesso per una eventuale aspirazione.


securflow
via!



CANNULA GUEDEL


- » PE, morbido e flessibile per limitare i possibili danni ai tessuti orofaringei
- » Superficie trasparente e satinata con un'estremità morbida ed arrotondata per evitare la lacerazione dei tessuti
- » Rinforzata sulla parte dove poggiano le arcate dentarie
- » 9 diverse misure, ognuna identificata da un colore per una facile identificazione
- » Misure disponibili: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm

CANNULA GUEDEL




codice prodotto **127141001004**

MISURA 000 - 40 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE




codice prodotto **127141001016**

MISURA 4 - 100 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE




codice prodotto **127141001030**

MISURA 1 - 70 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **127141001006**

MISURA 00 - 50 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE




codice prodotto **127141001018**

MISURA 5 - 110 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE




codice prodotto **127141001032**

MISURA 2 - 80 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **127141001008**

MISURA 0 - 60 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE




codice prodotto **127141001020**

MISURA 6 - 120 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE




codice prodotto **127141001034**

MISURA 3 - 90 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **127141001010**

MISURA 1 - 70 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE




codice prodotto **127141001024**

MISURA 000 - 40 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **127141001036**

MISURA 4 - 100 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **127141001012**

MISURA 2 - 80 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE




codice prodotto **127141001026**

MISURA 00 - 50 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **127141001038**

MISURA 5 - 110 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **127141001014**

MISURA 3 - 90 MM
BUSTA SINGOLA IN PE, STERILE



codice prodotto **127141001028**

MISURA 0 - 60 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **127141001040**

MISURA 6 - 120 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE


securflow
vià!

TUBO ENDOTRACHEALE

Utilizzato nelle manovre di intubazione. Fabbricato in materiale che si ammorbidisce con la temperatura corporea, in modo da favorire l'inserimento seguendo le naturali vie respiratorie, riducendo così il rischio di traumi ai tessuti sensibili.

È disponibile sia nella versione Magill (senza occhielli), o nella versione Murphy, con occhiello. È adatto per intubazioni sia nasali che orali.


securflow
viat



MODELLO NON CUFFIATO



















- » PVC siliconato di grado medicale
- » Punta liscia, dai bordi morbidi e smussati per evitare lacerazione e danni alla trachea durante l'intubazione
- » Diametri del tubo, sia interno (I.D.) che esterno (O.D.) e lunghezza indicati sul corpo del tubo per una corretta introduzione
- » Misure disponibili: dal diametro 3,0 mm (CH 12) al diametro 10,0 mm (CH 40)

securflow
viat



MODELLO CUFFIATO

- » PVC siliconato di grado medicale
- » Cuffia a bassa pressione che impedisce l'ingresso di liquidi nei polmoni e stabilizza il tubo nella giusta sede
- » Punta liscia
- » Diametri del tubo, sia interno (I.D.) che esterno (O.D.) e lunghezza indicati sul corpo del tubo per una corretta introduzione
- » Misure disponibili: dal diametro 3,0 mm (CH 12) al diametro 10,0 mm (CH 40)

MODELLO NON CUFFIATO**codice prodotto** 118141010043,5MM (CH14), LUNGHEZZA 185 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010054,0 MM (CH16), LUNGHEZZA 210 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010064,5 MM (CH18), LUNGHEZZA 225 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010075,0 MM (CH20), LUNGHEZZA 245 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010085,5 MM (CH22), LUNGHEZZA 275 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010096,0 MM (CH24), LUNGHEZZA 285MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**MODELLO CUFFIATO****codice prodotto** 118141020033,0 MM (CH12), LUNGHEZZA 165 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020043,5 MM (CH14), LUNGHEZZA 185 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020054,0 MM (CH16), LUNGHEZZA 210 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020064,5 MM (CH18), LUNGHEZZA 225 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020075,0 MM (CH20), LUNGHEZZA 245 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020085,5 MM (CH22), LUNGHEZZA 275 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020096,0 MM (CH24), LUNGHEZZA 285MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020106,5 MM (CH26), LUNGHEZZA 295 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020117,0 MM (CH28), LUNGHEZZA 310 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020127,5 MM (CH30), LUNGHEZZA 315 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020138,0 MM (CH32), LUNGHEZZA 330 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020148,5 MM (CH34), LUNGHEZZA 330 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**securflow**
vià!

TUBO ENDOTRACHEALE RINFORZATO

Utilizzato nelle manovre di intubazione. Munito di una spirale di rinforzo inserita nella parete, che riduce i rischi di inginocchiamento, torsione, ed evita che il tubo possa comprimersi durante le manovre di intubazione.

Progettato soprattutto per essere utilizzato durante le procedure neurochirurgiche maxillo-facciali, e per operazioni alla testa ed al collo.


securflow
via!



MODELLO NON CUFFIATO



















- » PVC siliconato di grado medicale
- » Filo metallico a spirale inserito nella parete del tubo per rinforzarlo
- » Punta liscia, con bordi morbidi e smussati
- » Diametri del tubo, sia interno (I.D.) che esterno (O.D.) e lunghezza indicati sul corpo del tubo per una corretta introduzione
- » Misure disponibili: dal diametro 3,0 mm (CH 12) al diametro 10,0 mm (CH 40)

securflow
via!



MODELLO CUFFIATO

- » PVC siliconato di grado medicale
- » Filo metallico a spirale inserito nella parete del tubo per rinforzarlo
- » Cuffia a bassa pressione che impedisce l'ingresso di liquidi nei polmoni e stabilizza il tubo nella giusta sede
- » Diametri del tubo, sia interno (I.D.) che esterno (O.D.) e lunghezza indicati sul corpo del tubo per una corretta introduzione
- » Misure disponibili: dal diametro 3,0 mm (CH 12) al diametro 10,0 mm (CH 40)

MODELLO NON CUFFIATO**codice prodotto** 118141010543,5MM (CH14), LUNGHEZZA 185 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010554,0 MM (CH16), LUNGHEZZA 210 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010564,5 MM (CH18), LUNGHEZZA 225 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010575,0 MM (CH20), LUNGHEZZA 245 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010585,5 MM (CH22), LUNGHEZZA 275 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141010596,0 MM (CH24), LUNGHEZZA 285MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**MODELLO CUFFIATO****codice prodotto** 118141020533,0 MM (CH12), LUNGHEZZA 165 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020543,5 MM (CH14), LUNGHEZZA 185 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020554,0 MM (CH16), LUNGHEZZA 210 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020564,5 MM (CH18), LUNGHEZZA 225 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020575,0 MM (CH20), LUNGHEZZA 245 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020585,5 MM (CH22), LUNGHEZZA 275 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020596,0 MM (CH24), LUNGHEZZA 285MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020606,5 MM (CH26), LUNGHEZZA 295 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020617,0 MM (CH28), LUNGHEZZA 310 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020627,5 MM (CH30), LUNGHEZZA 315 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020638,0 MM (CH32), LUNGHEZZA 330 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141020648,5 MM (CH34), LUNGHEZZA 330 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**securflow**
vià!

TUBO ENDOTRACHEALE PREFORMATO

Caratterizzato da particolari curvature che permettono un inserimento facilitato e rendono più semplice la manovra di introduzione.

securflow
via!



MODELLO ORALE


















- » PVC siliconato di grado medicale
- » Forma studiata per facilitare l'intubazione per via orale
- » Punta liscia, per evitare la lacerazione dei tessuti e ridurre il rischio di danni alla trachea durante l'intubazione
- » Disponibili con e senza palloncino (cuffia)
- » Misure disponibili: dal diametro 2,0 mm (CH 06) al diametro 10,0 mm (CH 40)

securflow
via!



MODELLO NASALE

- » PVC siliconato di grado medicale
- » Forma studiata per facilitare l'intubazione per via nasale
- » Punta liscia, per evitare la lacerazione dei tessuti e ridurre il rischio di danni alla trachea durante l'intubazione
- » Disponibili con e senza palloncino (cuffia)
- » Misure disponibili: dal diametro 2,0 mm (CH 06) al diametro 10,0 mm (CH 40)

MODELLO ORALE**codice prodotto** 118141012043,5MM (CH14), LUNGHEZZA 185 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141012054,0 MM (CH16), LUNGHEZZA 210 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141012064,5 MM (CH18), LUNGHEZZA 225 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141012075,0 MM (CH20), LUNGHEZZA 245 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141012085,5 MM (CH22), LUNGHEZZA 275 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141012096,0 MM (CH24), LUNGHEZZA 285MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**MODELLO NASALE****codice prodotto** 118141022533,0 MM (CH12), LUNGHEZZA 165 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022543,5 MM (CH14), LUNGHEZZA 185 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022554,0 MM (CH16), LUNGHEZZA 210 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022564,5 MM (CH18), LUNGHEZZA 225 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022575,0 MM (CH20), LUNGHEZZA 245 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022585,5 MM (CH22), LUNGHEZZA 275 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022596,0 MM (CH24), LUNGHEZZA 285MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022606,5 MM (CH26), LUNGHEZZA 295 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022617,0 MM (CH28), LUNGHEZZA 310 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022627,5 MM (CH30), LUNGHEZZA 315 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022638,0 MM (CH32), LUNGHEZZA 330 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**codice prodotto** 118141022648,5 MM (CH34), LUNGHEZZA 330 MM
OCCHIELLO MURPHY
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**securflow**
vià!

MANDRINO PER INTUBAZIONE

Viene inserito all'interno del tubo endotracheale per conferirgli maggiore rigidità, al fine di guidare e facilitare la manovra di intubazione.


securflow
via!



MANDRINO


- » Alluminio modellabile rivestito di PVC
- » Superficie liscia ed atraumatica
- » Lunghezza 382 mm
- » Misure disponibili: CH 6, CH 10, CH 14

MANDRINO INTUBAZIONE




codice prodotto **126140112006**

CH 6
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140112010**

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140112014**

CH 14
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER TUBI ENDOTRACHEALI


Impiegato per garantire un fissaggio sicuro e per evitare lo spostamento e la rimozione accidentale del tubo endotracheale, quando inserito. Per la qualità dei materiali usati, il dispositivo offerto offre un fissaggio sicuro, ben tollerato e di lunga durata.



securflow
viat

MODELLO CON VITE

- » Blocco a serraggio con vite
- » Striscia in Velcro per mantenere il reggitubo in posizione sicura
- » Stecche laterali per fissare il cinturino attorno al collo del paziente
- » Misure disponibili: pediatrica o per adulto



securflow
viat

MODELLO CON CEROTTO

- » Morbida fascia provvista di chiusure in Velcro per fissarla e regolarla alla giusta misura
- » Base adesiva in materiale anallergico che impedisce al tubo di scivolare
- » Misure disponibili: universale ,per utilizzo sia pediatrico che per adulto

MODELLO CON VITE



codice prodotto **12501010801**

MISURA PEDIATRICA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **12501010802**

MISURA ADULTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO CON CEROTTO





codice prodotto **12501010803**

MISURA UNIVERSALE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

codice pro-



Stabilimento di Produzione Italiano



Made in Italy



Per ordini ed informazioni:



www.securmed.it



infosecurmed@securmed.it



+39 0445 801111

Sede Amministrativa e Legale

T. +39 0445 801 111

F. +39 0445 801 112

Via Monte Grappa 2 /G 36016

Thiene (VI) | P. iva 02292430242

Stabilimento Produttivo

T. +39 0861 199 0683

F. +39 0861 199 1095

Località Piane della Nocella

64012 Campli (TE)