

Presentazione Prodotti

CHIRURGIA



CHI SIAMO

Securmed SpA fabbrica e sviluppa in Italia dispositivi medici e servizi con l'obiettivo di rendere più facile la vita sia alle persone bisognose di cure sia agli operatori sanitari.

La continua attività di ricerca e sviluppo è da sempre mirata a rendere i dispositivi prodotti più semplici da usare, più sicuri, e più efficaci. L'offerta attuale è quindi rivolta ai professionisti sanitari per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione delle infezioni, garantendo altresì facilità d'uso e sicurezza anche per i pazienti.

La gamma dei dispositivi offerti copre diversi campi di applicazione: Urologia / Continenza, Chirurgia, Drenaggio Chirurgico, Anestesia, Ossigeno Terapia e Gastroenterologia.

L'elevato standard qualitativo dei dispositivi fabbricati, e la costante attenzione al servizio fornito, sono da sempre punto di forza di Securmed SpA, e ne hanno favorito l'affermazione e la conoscenza dei marchi commerciali in ambito nazionale ed internazionale. Securmed SpA è in grado di soddisfare anche le esigenze di interlocutori privati, tramite la fornitura di prodotti OEM.

pvcdrain
securmed_{spa}

sildrain
securmed_{spa}

CHIRURGIA: COSA OFFRIAMO

La gamma include ausili in silicone ed in PVC da utilizzare durante l'intervento chirurgico e successivamente allo stesso, come i tubi di drenaggio (disponibili in vari modelli), i kit di drenaggio (serbatoio + drenaggio), i set Yankauer per aspirazione chirurgica (disponibili con varie punte e vari modelli), varie tipologie di tubi e matasse per l'aspirazione chirurgica, ed altro ancora.

Tutti i dispositivi sono progettati per garantire sicurezza ed efficacia, e sono fabbricati utilizzando materie prime selezionate, a cui si affianca un attento controllo del processo di fabbricazione per garantire sempre un elevato standard qualitativo.

CANNULA YANKAUER MODELLO SLIM DRAIN

Viene utilizzata per l'aspirazione delle secrezioni e del sangue.
È prodotta in materiale resistente e trasparente che assicura una facile osservazione dei fluidi.



pvcdrain
recurmed spa

MODELLO SLIMDRAIN

- » Caratterizzata da leggerezza e ottima maneggevolezza
- » Punta distale aperta e smussata per un'aspirazione atraumatica
- » Disponibile con o senza foro per il controllo del vuoto
- » Misure disponibili: CH 12 (con 2 fori laterali sulla punta), CH 18 e CH 24 (con 4 fori asimmetrici)

MODELLO SLIMDRAIN



codice prodotto **126140105F04**

CH 12, 4 MM
CON VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205F04**

CH 12, 4 MM
CON VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140105F14**

CH 12, 4 MM
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205F14**

CH 12, 4 MM
CON VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140105F06**

CH 18, 6 MM
CON VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205F06**

CH 18, 6 MM
CON VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140105F16**

CH 18, 6 MM
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205F16**

CH 18, 6 MM
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140105F08**

CH 24, 8 MM
CON VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205F08**

CH 24, 8 MM
CON VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140105F18**

CH 24, 8 MM
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205F18**

CH 24, 8 MM
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE

CANNULA YANKAUER CON PUNTA DRITTA

La punta dritta la rende adatta ai più diversi tipi di specialità chirurgica. Può infatti essere utilizzata nelle operazioni di chirurgia toracica, gastroenterologica, ginecologica, urologica e anche ortopedica.

pvcdrain
recurmed spa



MODELLO REGULAR

- » Impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa
- » Trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso
- » 4 fori laterali simmetrici
- » Disponibile con o senza foro per il controllo del vuoto
- » Misure disponibili: CH 20, CH 22 e CH 24

pvcdrain
recurmed spa



MODELLO FINE

- » Adatta per aspirare in spazi più angusti o con più precisione
- » Impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa
- » Trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso
- » 4 fori laterali asimmetrici
- » Disponibile con o senza foro per il controllo del vuoto
- » Misure disponibili: CH 12 e CH 18

MODELLO REGULAR



codice prodotto **126140105002**

CH 24
CON FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105012**

CH 24
SENZA FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105001**

CH 22
CON FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105011**

CH 22
SENZA FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105060**

CH 20
CON FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105059**

CH 20
SENZA FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO FINE



codice prodotto **126140105058**

CH 18
CON FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105057**

CH 18
SENZA FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105056**

CH 12
CON FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105055**

CH 12
SENZA FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140605002**

CH 24
CON FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140605012**

CH 24
SENZA FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140605001**

CH 22
CON FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140605011**

CH 22
SENZA FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140205060**

CH 20
CON FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140205059**

CH 20
SENZA FORO DI CONTROLLO DEL VUOTO
SFUSO, NON STERILE

CANNULA YANKAUER CON PUNTA BOMBATA

La particolare forma bombata della punta riduce i rischi di danneggiamento dei tessuti durante l'aspirazione e rende la stessa meno traumatica.

È adatta ad essere utilizzata in varie applicazioni, che includono la chirurgia toracica, gastroenterologica, ginecologica e anche urologica.

pvcdrain
recurmed spa



MODELLO A BULBO

- » Impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa
- » Trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso
- » 4 fori laterali simmetrici
- » Disponibile con o senza foro per il controllo del vuoto
- » Misure disponibili: CH 20 e CH 24

pvcdrain
recurmed spa



MODELLO A CORONA

- » Impugnatura anatomica e antiscivolamento per facilitare la presa
- » Trasparente per una visualizzazione del materiale aspirato e per il controllo del flusso
- » 4 fori laterali simmetrici molto ampi per una maggiore aspirazione
- » Disponibile con o senza foro per il controllo del vuoto
- » Misure disponibili: CH 26

MODELLO A BULBO



codice prodotto **126140105021**

CH 24
CON VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105031**

CH 24
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105051**

CH 20 - BULBO RASTREMATO
CON VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140605051**

CH 24
CON VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140605031**

CH 24
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140605051**

CH 20 - BULBO RASTREMATO
CON VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE

MODELLO A CORONA



codice prodotto **126140105C01**

CH 26
CON VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140105C11**

CH 26
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205C01**

CH 26
CON VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140205C11**

CH 26
SENZA VALVOLA DI CONTROLLO
SFUSO, NON STERILE

CANNULA YANKAUER CON INTERRUTTORE DEL VUOTO


Rappresenta un'evoluzione rispetto alle altre Cannule, essendo dotata di una valvola di scorrimento che permette all'operatore di aprire o chiudere manualmente il foro del vuoto. Disponibile in due differenti tipi di punta, adatti ad ogni specialità chirurgica.



pvcdrain
recurmed spa

MODELLO DRITTO

- » Sistema di controllo del vuoto tipo interruttore
- » Consente una riduzione dei tempi di aspirazione con una rapida suzione
- » 4 fori asimmetrici
- » Misure disponibili: CH 22



pvcdrain
recurmed spa

MODELLO A BULBO

- » Sistema di controllo del vuoto tipo interruttore
- » Consente una riduzione dei tempi di aspirazione con una rapida suzione
- » 4 fori simmetrici
- » Misure disponibili: CH 24

MODELLO DRITTO



codice prodotto **126140105S01**

CH 22
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205S01**

CH 22
SFUSO, NON STERILE

MODELLO A BULBO



codice prodotto **126140105S41**

CH 24
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **126140205S41**

CH 24
SFUSO, NON STERILE

CANNULA YANKAUER MODELLO POOLE

È composta da una cannula interna più sottile e da una guaina esterna coprente (ma rimovibile), dotata di molteplici fori. In base al tipo di aspirazione desiderata, l'operatore sceglierà la modalità di aspirazione preferita.



pvcdrain
recurmed spa

MODELLO

POOLE

- » Guaina esterna dotata di 132 fori da 2 mm di diametro e da un foro centrale per un'aspirazione rapida, efficiente ed atraumatica
- » Lunghezza 275 mm
- » Diametro della guaina esterna 10,7 mm (CH 32)
- » Diametro della cannula interna 5,2 mm (CH 16)

MODELLO POOLE



codice prodotto **126140105P01**

CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140205P01**

SFUSO, NON STERILE

CANNULA PER ASPIRAZIONE IN METALLO

È utilizzata in procedure chirurgiche in cui è necessaria una aspirazione delicata e precisa per evacuare fluido ed altro dal sito chirurgico.



pvcdrain
recurmed spa

MODELLO

FRAZIER

- » Punta in metallo e manico plastificato
- » Dotata di tubo non conduttivo pre-inserito
- » Disponibile con foro per il controllo del vuoto
- » Misure disponibili: CH 08, CH 10 e CH 12

MODELLO FRAZIER



codice prodotto **126140909008**

CH 08
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140909010**

CH 10
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140909012**

CH 12
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **126140109008**

CH 08
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140109010**

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140109012**

CH 12
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

TUBO PROLUNGA PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA

Viene utilizzato per il raccordo con i dispositivi per l'aspirazione chirurgica come le Cannule Yankauer.
Fabbricato in PVC medicale ed atossico, morbido e resistente, è disponibile in lunghezze variabili secondo le necessità.
È costruito per garantire un ottimo passaggio dell'aspirato.



pvcdrain
recurmed spa

MODELLO STANDARD

- » Munito di raccordi universali che garantiscono una perfetta tenuta con tutti i tipi di Cannula Yankauer ed al contempo rendono agevoli le manovre grazie alla parte snodabile
- » Disponibile anche con tubicino di raccordo opzionale per un eventuale raccordo ad un connettore di tipo femmina
- » Utilizzato in tutti gli interventi chirurgici dove il liquido drenato deve essere aspirato velocemente



pvcdrain
recurmed spa

MODELLO PRE-TAGLIATO

- » Grazie agli spezzi pre-segmentati permette di ottenere più prolunghe di aspirazione già pronte da un unico rotolo di tubo, semplicemente tagliando lungo la linea indicata nel connettore
- » Raccordi universali pre-tagliati di alta qualità, che garantiscono flessibilità ed una perfetta tenuta con tutti i tipi di Cannula Yankauer
- » Include tubicino di raccordo per un eventuale raccordo ad un connettore di tipo femmina

MODELLO STANDARD



codice prodotto **126140106001**

LUNGHEZZA 210 CM
DIAMETRO 6*9 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140104001**


LUNGHEZZA 300 CM
DIAMETRO 6*9 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **126140104002**


LUNGHEZZA 300 CM
DIAMETRO 7*10 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO PRE-TAGLIATO




codice prodotto **123010990051**

LUNGHEZZA 30,6 M, PRE-TAGLIO OGNI 1,8 M
DIAMETRO 6*9 MM
CONFEZIONE SINGOLA, NON STERILE




codice prodotto **123010990052**

LUNGHEZZA 30,6 M, PRE-TAGLIO OGNI 1,8 M
DIAMETRO 7*10 MM
CONFEZIONE SINGOLA, NON STERILE



codice prodotto **123010990053**

LUNGHEZZA 30 M, PRE-TAGLIO OGNI 3 M
DIAMETRO 6*9 MM
CONFEZIONE SINGOLA, NON STERILE




codice prodotto **123010990054**

LUNGHEZZA 30 M, PRE-TAGLIO OGNI 3 M
DIAMETRO 7*10 MM
CONFEZIONE SINGOLA, NON STERILE

DRENAGGIO TORACICO CON O SENZA TROCAR

Viene utilizzato nelle operazioni di chirurgia toracica e cardio-toracica. È destinato a facilitare l'evacuazione di aria e/o liquido dalla cavità del torace.


sildrain
recurmed spa



MODELLO SENZA TROCAR

- » Silicone medicale 100%, emocompatibile e biocompatibile, soffice e resistente
- » Radio-opaco su tutta la lunghezza con marcatura metrica ogni 2 cm per un migliore posizionamento del drenaggio
- » Estremità a becco di flauto per un'introduzione atraumatica
- » Lunghezza totale del drenaggio 48 cm
- » Misure disponibili: da CH 08 a CH 36

sildrain
recurmed spa



MODELLO CON TROCAR

- » Ago in acciaio inossidabile da collegarsi a qualunque tipo di drenaggio chirurgico
- » Progettato per permettere un rapido collegamento con il drenaggio
- » Parte tagliente che consente una perforazione ottimale dei tessuti, riducendo al minimo ogni rischio di trauma
- » Misure disponibili: CH 15

MODELLO SENZA TROCAR



codice prodotto **123031013033**

CH 08
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031013034**

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031013035**

CH 12
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031013036**

CH 14
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031013037**

CH 16
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031013038**

CH 18
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

codice prodotto **123031013039**

CH 20
CONFEZIONE SINGOLA, STERILEMED



codice prodotto **123031013040**

CH 22
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031013041**

CH 24
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031013042**

CH 26
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO CON TROCAR



codice prodotto **123031021015**

CH 15
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

DRENAGGIO IN SILICONE CON SCANALATURE


È munito di 4 canali laterali che aumentano la capacità drenante del tubo. Rispetto ai drenaggi convenzionali, muniti di fori, lo speciale design a 4 canali permette un'azione drenante continua e costante, minimizzando il rischio di occlusione. La superficie drenante risulta potenziata in modo significativo, così come l'azione di deflusso naturale.



sildrain
recurmed spa

MODELLO PIATTO

- » Silicone medicale 100%, emocompatibile e biocompatibile, soffice e resistente
- » Forma piatta del drenaggio che riduce i rischi di adesione ai tessuti e non altera il processo fisiologico di cicatrizzazione
- » Lunghezza totale del drenaggio 30 cm
- » Misure disponibili: 8 mm e 11 mm



sildrain
recurmed spa

MODELLO TONDO

- » Silicone medicale 100%, emocompatibile e biocompatibile, soffice e resistente
- » Linea radio-opaca su tutta la lunghezza
- » Lunghezza totale del drenaggio 120 cm
- » Misure disponibili: CH 10, CH 15, CH 19 e CH 24

MODELLO PIATTO



codice prodotto **123031005008**

8 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031005011**

11 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO TONDO



codice prodotto **123030103010**

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030103015**

CH 25
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030103019**

CH 19
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030103024**

CH 24
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

DRENAGGIO IN SILICONE PIATTO


Viene utilizzato soprattutto nella chirurgia della tiroide, della mammella, chirurgia plastica, ginecologica e laparoscopica. Può rimanere a contatto con i liquidi tissutali anche per lunghi periodi, poichè vengono ridotti i rischi di ostruzione causati da coaguli od incrostazioni. Assicura eccellenti condizioni di flusso, riducendo il pericolo di collabimento.



sildrain
recurmed spa

MODELLO PERFORATO JACKSON-PRATT

- » Silicone medicale 100%, emocompatibile e biocompatibile, soffice e resistente
- » Forma piatta del drenaggio che riduce i rischi di adesione ai tessuti e non altera il processo fisiologico di cicatrizzazione
- » Elevato numero di fori per un'adeguata capacità drenante
- » Lunghezza totale del drenaggio 20 cm. La parte perforata può misurare 15 cm (3/4 della lunghezza del drenaggio) o 20 cm (pari a tutta la lunghezza del drenaggio)
- » Misure disponibili: 3x7 mm, 4x10 mm e 4x13 mm



sildrain
recurmed spa

MODELLO CORRUGATO PENROSE

- » Silicone medicale 100%, emocompatibile e biocompatibile
- » Superficie interna corrugata che favorisce l'azione capillare
- » Particolare configurazione piatta, tipo foglio che lo rende adatto all'inserimento negli spazi più ristretti e vicino alle strutture tissutali più delicate
- » Linea radio-opaca su tutta la lunghezza
- » Lunghezza totale del drenaggio 30 cm o 50 cm
- » Misure disponibili: 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm

MODELLO JACKSON-PRATT



codice prodotto **123030105001**

DIAMETRO 3*7 MM
PERFORAZIONE 3/4 - 15CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030105002**

DIAMETRO 3*7 MM
PERFORAZIONE 4/4 - 20 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030105011**

DIAMETRO 4*10 MM
PERFORAZIONE 3/4 - 15 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030105012**

DIAMETRO 4*10 MM
PERFORAZIONE 4/4 - 20 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030205021**

DIAMETRO 4*13 MM
PERFORAZIONE 3/4 - 15 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030205022**

DIAMETRO 4*13 MM
PERFORAZIONE 4/4 - 20 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **123030105T11**

DIAMETRO 4*10 MM
PERFORAZIONE 3/4 - 15 CM - CON TROCAR
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **123030105T12**

DIAMETRO 4*10 MM
PERFORAZIONE 4/4 - 20 CM - CON TROCAR
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **123030110306**

DIAMETRO 6 MM
LUNGHEZZA 30 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030110308**

DIAMETRO 8 MM
LUNGHEZZA 30 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030110310**

DIAMETRO 10 MM
LUNGHEZZA 30 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **123030110312**

DIAMETRO 12 MM
LUNGHEZZA 30 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **123030110506**

DIAMETRO 6 MM
LUNGHEZZA 50 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **123030110508**

DIAMETRO 8 MM
LUNGHEZZA 50 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030110510**

DIAMETRO 10 MM
LUNGHEZZA 50 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030110512**

DIAMETRO 12 MM
LUNGHEZZA 50 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

DRENAGGIO IN SILICONE TONDO

È caratterizzato da una sezione tubolare e da una perforazione lungo la lunghezza che lo rende adatto a tutti i tipi di drenaggio post-operatorio.




sildrain
recurmed spa

MODELLO PERFORATO

REDON

- » 5 occhielli laterali, morbidi e ben arrotondati che assicurano un drenaggio facile, sicuro ed atraumatico
- » Utilizzato come drenaggio a caduta o per aspirazione se collegato ad un soffietto o ad un serbatoio
- » Linea radio-opaca su tutta la lunghezza
- » Lunghezza totale del drenaggio 50 cm
- » Misure disponibili: da CH 12 a CH 30



sildrain
recurmed spa

MODELLO A "T"

KEHR

- » Grazie alla particolare forma a T, viene impiegato soprattutto nella chirurgia biliare
- » Linea radio-opaca su tutta la lunghezza
- » Lunghezza totale del drenaggio 50 cm
- » Sezione perforata 18 cm
- » Misure disponibili: CH 10, CH 12 e CH 14

MODELLO REDON



codice prodotto **123030101012**

CH 12
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030101014**

CH 14
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030101016**

CH 16
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030101018**

CH 18
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030101020**

CH 20
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030101022**

CH 22
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030101024**

CH 24
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030101026**

CH 26
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030101028**

CH 28
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO A "T" KEHR



codice prodotto **123031012304**

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031012305**

CH 12
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123031012306**

CH 14
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SERBATOIO PER LA RACCOLTA DEI LIQUIDI DRENATI

È in silicone ed ha forma ovoidale. Viene utilizzato nel drenaggio post-operatorio in chirurgia generale, ortopedia, ostetricia e ginecologia, garantendo un'aspirazione costante, previo caricamento del vuoto.

sildrain
recurmed,pa



MODELLO BULBO

- » Silicone medicale 100%
- » Tappo di chiusura e di raccordo per il collegamento al drenaggio che permette un'aspirazione costante
- » Valvola anti-riflusso che impedisce il riflusso dei liquidi drenati
- » Capacità: 100 ml, 150 ml e 200 ml

sildrain
recurmed,pa



MODELLO BULBO - KIT

- » Disponibile Kit già assemblato, composto da serbatoio di forma ovoidale (bulbo) già collegato ad un drenaggio, ad esempio di tipo Jackson-Pratt
- » Su richiesta disponibile anche con Trocar in acciaio

MODELLO BULBO



123030120000

CAPACITA' 100 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030120001**

CAPACITA' 150 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030120003**

CAPACITA' 200 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO BULBO - KIT



codice prodotto

123030125011

CAPACITA' 100 ML
DRENAGGIO 3*7MM, PERFORAZIONE 15CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto

123030125012

CAPACITA' 100 ML
DRENAGGIO 3*7MM, PERFORAZIONE 20CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



123030125013

CAPACITA' 100 ML
DRENAGGIO 4*10MM, PERFORAZIONE 15CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



123030125014

CAPACITA' 100 ML
DRENAGGIO 4*10MM, PERFORAZIONE 20CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SERBATOIO DI DRENAGGIO A BASSO VUOTO

Il sistema di aspirazione a "basso vuoto" basa il proprio principio di funzionamento sulla pressione negativa creata all'interno del serbatoio, per poter aspirare il materiale proveniente dal drenaggio che deve essere adeguatamente posizionato nella sede anatomica trattata chirurgicamente. È un dispositivo utilizzato per il drenaggio "attivo" della ferita eseguito in sistema chiuso per garantire la riduzione del rischio di infezioni.



sildrain
recurmed,pa

MODELLO A SOFFIETTO SM VacuDrain

- » Valvola anti-riflusso e clamp di chiusura, per ridurre i rischi di contaminazione
- » Soffietto in materiale plastico che consente la visualizzazione del liquido drenato
- » Tubo di collegamento trasparente, dotato di clamp di chiusura e raccordo ad Y
- » Capacità: 200 ml e 400 ml
- » Disponibile singolarmente (solo serbatoio) o in versione kit, completo di drenaggio, con o senza Trocar in acciaio



sildrain
recurmed,pa

MODELLO CON MOLLE SM SpringDrain

- » Dotato di 3 molle metalliche per garantire un'aspirazione costante nei casi in cui vi è una grande quantità di essudato
- » Contenitore trasparente e graduato che facilita la verifica del liquido drenato
- » Valvola anti-riflusso per ridurre i rischi di contaminazione e valvola di scarico richiudibile che permette lo svuotamento comodo e sicuro del serbatoio
- » Tubo di collegamento trasparente, dotato di clamp di chiusura e raccordo ad Y
- » Capacità: 200 ml e 400 ml
- » Disponibile singolarmente (solo serbatoio) o in versione kit, completo di drenaggio, con o senza Trocar in acciaio

MODELLO BASSO VUOTO



codice prodotto **123030106B03**

CAPACITA' 400 ML
DRENAGGIO REDON CH 10 CON TROCAR
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030106B04**

CAPACITA' 400 ML
DRENAGGIO REDON CH 12 CON TROCAR
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE E



codice prodotto **123030106B05**

CAPACITA' 400 ML
DRENAGGIO REDON CH 14 CON TROCAR
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO SOTTO VUOTO



codice prodotto **123030106S03**

CAPACITA' 200 ML
DRENAGGIO REDON CH 10 CON TROCAR
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030106S04**

CAPACITA' 200 ML
DRENAGGIO REDON CH 12 CON TROCAR
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123030106S05**

CAPACITA' 400 ML
DRENAGGIO REDON CH 14 CON TROCAR
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SET PER TORACENTESI E PARACENTESI

Destinato all'aspirazione ed alla raccolta del liquido pleurico e/o ascetico, sia a scopo diagnostico (esplorativa) sia terapeutico (evacuativa).



pvcdrain
recurmed spa

MODELLO STANDARD

- » Aghi di punzione con cappuccio. Misure disponibili: G14x80, G16x80 e G18x80
- » Tubo di raccordo con attacco Luer Lock, lunghezza 50 cm
- » Siringa 60 ml, attacco Luer Lock centrale. Graduazione ogni 10 ml
- » Rubinetto a 3 vie di somministrazione
- » Sacca raccolta liquidi 2000 ml con valvola antiriflusso, rubinetto di scarico e tubo da 90 cm dotato di attacco terminale Luer Lock
- » ** Disponibili a richiesta kit personalizzabili

SET TORACENTESI



codice prodotto **123010116014**

AGO G14*80MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123010116016**

AGO G16*80MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123010116018**

AGO G18*80MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER DRENAGGI

Utilizzato per garantire un fissaggio sicuro e per ridurre il rischio di spostamento o la rimozione accidentale del drenaggio quando è posto in sito. Per la qualità dei materiali usati il dispositivo offre un fissaggio sicuro e di lunga durata. È ipoallergenico e molto facile da togliere senza lasciare tracce sulla pelle.



sildrain
recurmed spa

MODELLO ADESIVO

- » Cotone traspirante, morbido e flessibile
- » Si applica come un comune cerotto ma garantisce un fissaggio pratico, confortevole e stabile
- » Impermeabile a germi e batteri e consente una protezione affidabile contro le infezioni



sildrain
recurmed spa

MODELLO IDROCOLLOIDALE

- » Speciale materiale idrocolloidale, con eccellente capacità di assorbimento che permette di mantenere la ferita asciutta, prevenendo il rischio di infezione
- » Ipoallergenico, impermeabile a germi e batteri

MODELLO ADESIVO



codice prodotto **12501010602**


CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO IDROCOLLOIDALE



codice prodotto **12501010601**

CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



Stabilimento di Produzione Italiano



Made in Italy



Per ordini ed informazioni:



www.securmed.it



infosecurmed@securmed.it



+39 0445 801111

Sede Amministrativa e Legale

T. +39 0445 801 111

F. +39 0445 801 112

Via Monte Grappa 2 /G 36016

Thiene (VI) | P. iva 02292430242

Stabilimento Produttivo

T. +39 0861 199 0683

F. +39 0861 199 1095

Località Piane della Nocella

64012 Campli (TE)