



Presentazione Prodotti

GASTROENTEROLOGIA



CHI SIAMO

Securmed SpA fabbrica e sviluppa in Italia dispositivi medici e servizi con l'obiettivo di rendere più facile la vita sia alle persone bisognose di cure sia agli operatori sanitari.

La continua attività di ricerca e sviluppo è da sempre mirata a rendere i dispositivi più semplici da usare, più sicuri, e più efficaci. L'offerta attuale è quindi rivolta ai professionisti sanitari per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione delle infezioni, garantendo altresì facilità d'uso e sicurezza anche per i pazienti.

La gamma dei dispositivi offerti copre diversi campi di applicazione: Urologia / Continenza, Chirurgia, Drenaggio Chirurgico, Anestesia, Ossigeno Terapia e Gastroenterologia.

L'elevato standard qualitativo dei dispositivi fabbricati, e la costante attenzione al servizio fornito, sono da sempre punto di forza di Securmed SpA, e ne hanno favorito l'affermazione e la conoscenza dei marchi commerciali in ambito nazionale ed internazionale. Securmed SpA è in grado di soddisfare anche le esigenze di interlocutori privati, tramite la fornitura di prodotti OEM.




GASTROENTEROLOGIA: COSA OFFRIAMO

La linea si compone di dispositivi sviluppati per aiutare gli operatori sanitari nell'eseguire procedure sicure ed efficaci. Sono incluse Sonde Duodenali (sia in PVC che in silicone), Sonde rettali, Sonde Alimentazione.

Securmed fabbrica anche tubi semilavorati in PVC, poliuretano e silicone per svariate applicazioni.

SONDA RETTALE

Viene utilizzata per la somministrazione di medicinali e per lo svuotamento per via rettale.



securflow
via!

MODELLO IN PVC

- » PVC medicale e termosensibile, che si ammorbidisce con la temperatura corporea, riducendo il rischio di traumi. Non contiene Lattice. Disponibile anche senza Ftalati
- » Superficie liscia ed uniforme
- » Punta atraumatica
- » 2 fori laterali asimmetrici per proteggere i tessuti sensibili e ridurre il rischio di occlusione, favorendo comunque il corretto drenaggio/irrigazione
- » Connettori colorati secondo lo standard internazionale per una facile identificazione della misura
- » Lunghezza 40 cm
- » Misure disponibili: CH 18, 22, 25, 28, 30, 32, 35

SONDA RETTALE




codice prodotto **11214100401**

CH 18
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100406**

CH 32
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214100408**

CH 20
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100407**

CH 35
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214100402**

CH 22
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100403**

CH 25
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100404**

CH 28
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100405**

CH 30
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

recurflow
vià!

SONDA GASTRICA

Viene utilizzata a scopo nutrizionale o a scopo decompressivo (per rimuovere gas o secrezioni), per l'aspirazione del fluido intestinale e per i lavaggi gastrici.



securflow
via!

MODELLO IN PVC

- » PVC medicale. Non contiene Lattice. Disponibile anche senza Ftalati
- » Punta chiusa ben smussata e 4 larghi fori laterali per un ottimo drenaggio/irrigazione
- » Superficie liscia e satinata con linea radio-opaca e con marcatura metrica ad intervalli di 5 cm (a partire da 40 cm dalla punta) per una facile individuazione della profondità di inserimento della sonda
- » Connettori colorati secondo gli standard internazionali
- » Lunghezza 110 cm
- » Misure disponibili: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

SONDA GASTRICA



codice prodotto **11214100801***

CH 08
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100807***

CH 20
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100802***

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100803***

CH 12
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214100804***

CH 14
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100805***

CH 16
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100806***

CH 18
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

recurflow
vià!

SONDA PER ALIMENTAZIONE PEDIATRICA

Permette la somministrazione di alimenti, medicinali o l'aspirazione di secrezioni intestinali ai bambini.




securflow
vial

MODELLO IN PVC


- » PVC medicale. Non contiene Lattice. Disponibile anche senza Ftalati
- » Superficie liscia, morbida e satinata
- » Punta chiusa ben arrotondata ed occhielli asimmetrici per garantire sempre il giusto drenaggio e flusso, e per ridurre al minimo il rischio di traumi
- » Connettori colorati secondo gli standard internazionali
- » Linea radio-opaca su richiesta
- » Lunghezza 50 cm
- » Misure disponibili: CH 5, 6, 8, 10

SONDA ALIMENTAZIONE PEDIATRICA




codice prodotto **11214100501**

CH 5
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100503***

CH 8
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214100502**

CH 6
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100504***

CH 10
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214100503**

CH 8
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214100504**

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100501***

CH 5
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100502***


CH 6
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

SONDA DUODENALE

Viene utilizzata per la somministrazione della nutrizione enterale oppure per l'aspirazione o irrigazione gastrica dei fluidi intestinali.

securflow^{via!}



MODELLO IN PVC

.....

- » PVC medicale. Non contiene Lattice. Disponibile anche senza Ftalati
- » Superficie liscia ed uniforme, con marcatura metrica, per un posizionamento facile e preciso
- » Punta chiusa e 4 fori laterali asimmetrici che minimizzano i traumi ed il rischio di occlusione
- » Connettori colorati secondo gli standard internazionali
- » Linea radio-opaca su richiesta
- » Lunghezza 125 cm
- » Misure disponibili: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18

securflow^{via!}



MODELLO IN SILICONE

.....

- » Silicone medicale. Grazie all'elevata biocompatibilità, permette una lunga permanenza in loco, anche superiore ai 30 giorni
- » Superficie liscia, con punta chiusa ben arrotondata ed occhielli asimmetrici per ridurre al minimo il rischio di traumi
- » Linea radio-opaca sulla punta e su tutta la lunghezza, e marcatura metrica per un posizionamento facile e preciso
- » Lunghezza 120 cm
- » Misure disponibili: CH 10, 12, 14, 16, 18, 20

MODELLO IN PVC

MODELLO IN SILICONE



codice prodotto **11214100601**

CH 08
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100601***

CH 08
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11014100801**

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100602**

CH 10
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100602***

CH 10
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11014100802**

CH 12
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100603**

CH 12
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100603***

CH 12
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11014100803**

CH 14
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11214100604**

CH 14
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100604***

CH 14
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11014100804**

CH 16
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11014100605**

CH 16
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100605***

CH 16
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11014100805**

CH 18
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11014100606**

CH 18
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11214100606***

CH 18
CON LINEA RADIO-OPACA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11014100806**

CH 20
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER SONDINO NASO-GASTRICO

Impiegato per garantire un fissaggio sicuro e per evitare lo spostamento e la rimozione accidentale della sonda (duodenale, gastrica o alimentazione).

Per la qualità dei materiali usati, il dispositivo offre un fissaggio sicuro e di lunga durata. E' ipoallergenico e molto facile da togliere senza lasciare tracce sulla pelle.

securflow^{via!}



MODELLO ELASTICO

- » Adesivo ed elastico, a base di idrocolloide, garantisce comfort e traspirabilità
- » Si applica come un comune cerotto ma garantisce un fissaggio pratico, confortevole e stabile
- » Non presenta alcuna parte rigida, per un'applicazione semplice e immediata anche con i guanti

securflow^{via!}



MODELLO IN SETA

- » Materiale morbido e flessibile, anallergico e altamente traspirante
- » Speciale sagomatura per facilitare l'applicazione
- » Si applica come un comune cerotto ma garantisce un fissaggio pratico, confortevole e stabile
- » Non presenta alcuna parte rigida, per un'applicazione semplice e immediata anche con i guanti

MODELLO ELASTICO



codice prodotto **12501010701**

FASCIA ELASTICA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO IN SETA



codice prodotto **12501010702**

FASCIA IN SETA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

TUBO SEMILAVORATO

Per svariate applicazioni principalmente in campo gastro-enterologico.

securflow^{via!}

MODELLO IN PVC





- » PVC medicale. Non contiene DEHP nè Lattice
- » Linea radio-opaca e marcatura metrica per un posizionamento facile e preciso
- » Punta e occhielli già formati
- » Misure disponibili: CH 4, 5, 6, 8, 10
- » Disponibili diverse lunghezze

securflow^{via!}






MODELLO IN POLIURETANO

- » Poliuretano morbido. Non contiene DEHP nè Lattice
- » Linea radio-opaca e marcatura metrica per un posizionamento facile e preciso
- » Punta e occhielli già formati
- » Misure disponibili: CH 4, 5, 6, 8, 10
- » Disponibili diverse lunghezze


MODELLO IN PVC



MODELLO IN POLIURETANO



securflow
vià!





Per ordini ed informazioni:



www.securmed.it



infosecurmed@securmed.it



+39 0445 801111

Sede Amministrativa e Legale

T. +39 0445 801 111

F. +39 0445 801 112

Via Monte Grappa 2 /G 36016

Thiene (VI) | P.iva 02292430242

Stabilimento Produttivo

T. +39 0861 199 0683

F. +39 0861 199 1095

Località Piane della Nocella

64012 Campli (TE)