

Presentazione Prodotti

OSSIGENO TERAPIA



CHI SIAMO

Securmed SpA fabbrica e sviluppa in Italia dispositivi medici e servizi con l'obiettivo di rendere più facile la vita sia alle persone bisognose di cure sia agli operatori sanitari.

La continua attività di ricerca e sviluppo è da sempre mirata a rendere i dispositivi più semplici da usare, più sicuri, e più efficaci. L'offerta attuale è quindi rivolta ai professionisti sanitari per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione delle infezioni, garantendo altresì facilità d'uso e sicurezza anche per i pazienti.

La gamma dei dispositivi offerti copre diversi campi di applicazione: Urologia / Continenza, Chirurgia, Drenaggio Chirurgico, Anestesia, Ossigeno Terapia e Gastroenterologia.

L'elevato standard qualitativo dei dispositivi fabbricati, e la costante attenzione al servizio fornito, sono da sempre punto di forza di Securmed SpA, e ne hanno favorito l'affermazione e la conoscenza dei marchi commerciali in ambito nazionale ed internazionale. Securmed SpA è in grado di soddisfare anche le esigenze di interlocutori privati, tramite la fornitura di prodotti OEM.



OSSIGENO TERAPIA : COSA OFFRIAMO

I prodotti per Ossigeno Terapia includono i Cateteri per Ossigeno ed i raccordi, le Cannule nasali (occhialini) e vari modelli di Maschere per Ossigeno (a media concentrazione, ad alta concentrazione e con la percentuale di ossigeno regolabile) e Aerosol Terapia, prodotte in varie forme per soddisfare le esigenze dei vari utilizzatori.

MASCHERA PER OSSIGENO TERAPIA

Può essere a concentrazione media o alta, per soddisfare le diverse esigenze dell'utilizzatore. Il controllo costante del processo di fabbricazione ed i materiali impiegati nella realizzazione rispondono ai migliori standard di qualità.

securflow
via!



MODELLO MEDIA CONCENTRAZIONE

- » PVC di grado medicale. Non contiene Lattice
- » Tubo di raccordo anti-schiacciamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
- » Misure disponibili: per uso pediatrico e per adulti


securflow
via!



MODELLO ALTA CONCENTRAZIONE


- » PVC di grado medicale . Non contiene Lattice
- » Tubo di raccordo anti-schiacciamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
- » Valvola anti-riflusso (non-rebreathing) e sacchetto (reservoir)
- » Misure disponibili: per uso pediatrico e per adulti

MODELLO MEDIA CONCENTRAZIONE



codice prodotto **11914020302**


PEDIATRICO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914020304**


ADULTO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE

MODELLO ALTA CONCENTRAZIONE



codice prodotto **11914020311**

PEDIATRICO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914020311**

ADULTO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE

securflow
vià!

MASCHERA PER OSSIGENO TERAPIA

Grazie agli appositi raccordi per la regolazione del flusso di ossigeno erogato, è il sistema più efficiente e sicuro per la somministrazione di ossigeno a percentuali controllate.

securflow
viat



MODELLO MULTI-VENT

- » PVC di grado medicale. Non contiene Lattice
- » Raccordo regolabile per l'erogazione del flusso desiderato
- » Tubo di raccordo anti-schiacciamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
- » Misure disponibili: per uso pediatrico e per adulti


securflow
viat



MODELLO VENTURI


- » PVC di grado medicale. Non contiene Lattice
- » 6 raccordi colorati, a percentuale fissa, che garantiscono la concentrazione di ossigeno desiderata (da 24% a 50%)
- » Tubo di raccordo anti-schiacciamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
- » Misure disponibili: per uso pediatrico e per adulti

MODELLO MULTI-VENT



codice prodotto **11914020306**

PEDIATRICO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914020308**

ADULTO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE

MODELLO VENTURI



codice prodotto **11914020328**

ADULTO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914020326**

PEDIATRICO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE

securflow
vià!

MASCHERA E BOCCAGLIO PER AEROSOL TERAPIA

Permette la somministrazione di farmaci direttamente dal naso (maschera) o dalla bocca (boccaglio). Sono entrambi dotati di nebulizzatore e di tubo anti-schiacciamento.



securflow
via!

MODELLO CON MASCHERA

- » PVC di grado medicale. Non contiene Lattice
- » Nebulizzatore da 6 ml
- » Tubo di raccordo anti-schiacciamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
- » Misure disponibili: per uso pediatrico e per adulti




securflow
via!

MODELLO CON BOCCAGLIO


- » ABS atossico. Non contiene Lattice
- » Nebulizzatore da 6 ml dotato di boccaglio
- » Tubo di raccordo anti-schiacciamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
- » Misura universale per uso pediatrico e per adulti

MODELLO CON MASCHERA



codice prodotto **12214020101**


PEDIATRICO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **12214020102**

ADULTO, FORMA ALLUNGATA
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE

MODELLO CON BOCCAGLIO



codice prodotto **12214020205**


BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE

securflow
vià!

OCCHIALINI PER OSSIGENO TERAPIA

Sistema semplice, economico e ben tollerato di arricchimento di ossigeno della miscela respiratoria. Costituisce quindi una valida alternativa alla maschera per ossigeno. Dotati di tubo flessibile e resistente alle piegature, con una sezione interna "a stella" per evitare il rischio di occlusione dovuto allo schiacciamento accidentale del tubo.

securflow
via!



MODELLO CON CANNULE DRITTE

- » PVC di grado medicale. Non contiene Lattice
- » Lunghezza del tubo 180 cm
- » Raccordo terminale adattabile ai comuni sistemi di erogazione impiegati
- » Misure disponibili: per uso pediatrico e per adulti


securflow
via!




MODELLO CON CANNULE CURVE

- » PVC di grado medicale. Non contiene Lattice
- » Lunghezza del tubo 180 cm
- » Cannule curve e morbide che si adattano meglio alle narici garantendo maggiore tollerabilità e minimizzano l'irritazione dei tessuti nasali
- » Raccordo terminale adattabile ai comuni sistemi di erogazione impiegati
- » Misure disponibili: per uso pediatrico e per adulti


MODELLO CON CANNULE DRITE




codice prodotto **11914020101**
ADULTO
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE




codice prodotto **11914020102**
BAMBINO
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914020103**
NEONATALE
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914100101**
ADULTO
CONFEZIONE SINGOLA
STERILE




codice prodotto **11914100102**
BAMBINO
CONFEZIONE SINGOLA
STERILE




codice prodotto **11914100103**
NEONATALE
CONFEZIONE SINGOLA
STERILE


MODELLO CON CANNULE CURVE




codice prodotto **11914020111**
ADULTO
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914020112**
BAMBINO
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914020113**
NEONATALE
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914100111**
ADULTO
CONFEZIONE SINGOLA
STERILE



codice prodotto **11914100112**
BAMBINO
CONFEZIONE SINGOLA
STERILE




codice prodotto **11914100113**
NEONATALE
CONFEZIONE SINGOLA
STERILE

CATETERE PER OSSIGENO TERAPIA

Permette la somministrazione dell'ossigeno direttamente dal naso e si collega alla fonte di ossigeno tramite il connettore. Caratterizzato da una superficie liscia e satinata che assicura un facile inserimento, privo di frizione, evitando le possibili lacerazioni del tessuto sensibile.


securflow
viat



MODELLO SENZA COMPRESSA

- » PVC di grado medicale. Non contiene Lattice
- » Lunghezza 40 cm
- » Punta aperta e arrotondata per un inserimento atraumatico
- » Foro centrale singolo, o con fori laterali per una diffusione ottimale
- » Con connettori femmina colorati secondo le varie misure (CH) o con connettore maschio


securflow
viat



MODELLO CON COMPRESSA


- » PVC di grado medicale. Non contiene Lattice
- » Lunghezza 40 cm
- » Con compressa in morbida spugna. Può essere fissa o mobile e conferisce una maggiore stabilità del catetere al naso
- » Punta aperta e arrotondata per un inserimento atraumatico
- » Foro centrale singolo, o con fori laterali per una diffusione ottimale
- » Con connettori femmina colorati secondo le varie misure (CH) o con connettore maschio

MODELLO SENZA COMPRESSA




codice prodotto **11414101021**

CH 8,
CON CONNETTORE MASCHIO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414101023**

CH 10,
CON CONNETTORE MASCHIO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414101025**

CH 12,
CON CONNETTORE MASCHIO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414101027**

CH 14,
CON CONNETTORE MASCHIO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414101001**

CH 8,
CON CONNETTOREB FEMMINA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414101003**

CH 10,
CON CONNETTOREB FEMMINA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11414101005**

CH 12,
CON CONNETTOREB FEMMINA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414101007**

CH 14,
CON CONNETTOREB FEMMINA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




MODELLO CON COMPRESSA




codice prodotto **11414102021**

COMPRESSA FISSA. CH 8,
CON CONNETTORE MASCHIO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414102023**

COMPRESSA FISSA. CH 10,
CON CONNETTORE MASCHIO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414102025**

COMPRESSA FISSA. CH 12,
CON CONNETTORE MASCHIO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414101027**

COMPRESSA FISSA. CH 14,
CON CONNETTORE MASCHIO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414102001**

COMPRESSA FISSA. CH 8,
CON CONNETTORE FEMMINA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11414101001**

COMPRESSA FISSA. CH 10,
CON CONNETTORE FEMMINA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11414101007**

COMPRESSA FISSA. CH 12,
CON CONNETTORE FEMMINA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11414102005**

COMPRESSA FISSA. CH 14,
CON CONNETTORE FEMMINA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

TUBO PROLUNGA PER OSSIGENO TERAPIA

Utilizzato per il raccordo con i dispositivi di Ossigeno Terapia, può essere fornito anche in rotolo per poter ottenere più prolunghe da un unico tubo.



securflow
via!

MODELLO TUBO IN PVC

- » PVC medicale ed atossico. Non contiene Lattice
- » Lunghezza variabile secondo le necessità (disponibili 200 cm, 500 cm)
- » Raccordi di tipo femmina su entrambe le estremità. Su richiesta sono disponibili altri tipi di raccordo




securflow
via!

MODELLO ROTOLO IN SILICONE


- » Silicone medicale, morbido e resistente
- » Lunghezza variabile secondo le necessità (disponibili 25 m, 30 m)
- » Diametri del tubo personalizzabili (disponibili 6x11 mm, 7x10 mm)

MODELLO IN PVC



codice prodotto **11914020204**

LUNGHEZZA 200 CM
BUSTA IN PE CON APERTURA FACILITATA
NON STERILE



codice prodotto **11914120204**

LUNGHEZZA 200 CM
CONFEZIONE SINGOLA
STERILE

MODELLO IN SILICONE



codice prodotto **123010190010**

LUNGHEZZA 25 M
DIAMETRO 7x10 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123010190012**

LUNGHEZZA 25 M
DIAMETRO 7x12 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123010190013**

LUNGHEZZA 25 M
DIAMETRO 7x13 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123010190020**

LUNGHEZZA 30 M
DIAMETRO 7x10 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123010190022**

LUNGHEZZA 30 M
DIAMETRO 7x12 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **123010190023**

LUNGHEZZA 30 M
DIAMETRO 7x13 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securflow
vià!

UMIDIFICATORE PE OSSIGENO TERAPIA

Garantisce un maggiore comfort ai pazienti aumentando la percentuale di umidità dell'aria respirata.

Viene utilizzato da pazienti con difficoltà respiratorie, ai quali respirare aria troppo secca potrebbe far insorgere delle complicazioni.



securflow
via!

MODELLO A MICROBOLLE

- » ABS atossico. Non contiene Lattice
- » Capacità 350 ml
- » Dotato di valvola di sicurezza che scatta ad una pressione di 410 millibar / 6 PSI

UMIDIFICATORE






codice prodotto **11914021136**

CONFEZIONE SINGOLA
STERILE

codice prodotto-

securflow
vià!

critidipodotto-



Stabilimento di Produzione Italiano



Made in Italy



Per ordini ed informazioni:

 www.securmed.it

 infosecurmed@securmed.it

 +39 0445 801111

Sede Amministrativa e Legale

T. +39 0445 801 111

F. +39 0445 801 112

Via Monte Grappa 2 /G 36016

Thiene (VI) | P. iva 02292430242

Stabilimento Produttivo

T. +39 0861 199 0683

F. +39 0861 199 1095

Località Piane della Nocella

64012 Campli (TE)