



Presentazione Prodotti **UROLOGIA**



CHI SIAMO

Securmed SpA fabbrica e sviluppa in Italia dispositivi medici e servizi con l'obiettivo di rendere più facile la vita sia alle persone bisognose di cure sia agli operatori sanitari.

La continua attività di ricerca e sviluppo è da sempre mirata a rendere i dispositivi più semplici da usare, più sicuri, e più efficaci. L'offerta attuale è quindi rivolta ai professionisti sanitari per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione delle infezioni, garantendo altresì facilità d'uso e sicurezza anche per i pazienti.

La gamma dei dispositivi offerti copre diversi campi di applicazione: Urologia / Continenza, Chirurgia, Drenaggio Chirurgico, Anestesia, Ossigeno Terapia e Gastroenterologia.

L'elevato standard qualitativo dei dispositivi fabbricati, e la costante attenzione al servizio fornito, sono da sempre punto di forza di Securmed SpA, e ne hanno favorito l'affermazione e la conoscenza dei marchi commerciali in ambito nazionale ed internazionale. Securmed SpA è in grado di soddisfare anche le esigenze di interlocutori privati, tramite la fornitura di prodotti OEM.

UROLOGIA: COSA OFFRIAMO

Securmed SpA, con i suoi marchi registrati SECURdrain Vià! e UROdren by Securmed, offre una vasta gamma di prodotti per urologia e continenza sia per l'utilizzo in ambito ospedaliero, sia per l'assistenza domiciliare.

I dispositivi sono studiati e realizzati per contribuire efficacemente a ridurre il rischio delle infezioni dell'apparato urinario, gestendo in modo sicuro, sereno e consapevole i problemi del sistema urinario.

Oltre ad una ampia varietà di sacche (da letto, da gamba, a circuito chiuso, di grande capacità, pediatriche, ecc) e di prodotti per il cateterismo vescicale (cateteri vescicali in PVC, Foley in lattice siliconato, Foley in puro silicone), sono disponibili anche dispositivi quali Sistemi Pre-collegati per il cateterismo a breve e medio-lungo termine, Valvola Catetere, Set per la ginnastica vescicale, Set per l'irrigazione, tappo catetere.

Disponibili altresì guaine in lattice e in silicone (condom) per incontinenza maschile, dispositivi di fissaggio per sacche da letto e da gamba, dispositivo di fissaggio per sonde in PVC e Foley.

PRODOTTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - HOMECARE

securdrain^{vial}

CONFEZIONE DA 10 PEZZI E CONFEZIONE DA 30 PEZZI



SACCA RACCOLTA URINA
MONOUSO DA LETTO

.....



SACCA RACCOLTA URINA
PER USO PROLUNGATO

.....

SACCA RACCOLTA URINA
MONOUSO DA GAMBA

.....




SACCA PER
CAMPIONI DI URINA PER NEONATI

.....

PRODOTTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - HOMECARE

securdrain_{vial}

CONFEZIONE SINGOLA STERILE



CATETERE VESCICALE IN PVC
PER CATETERISMO INTERMITTENTE

.....

FOLEY IN SILICONE SCANALATO
(CON PALLONCINO)

.....




GUAINA (CONDOM)
PER INCONTINENZA MASCHILE

.....



FOLEY IN LATTICE SILICONATO
(CON PALLONCINO)

.....



SACCA DI DRENAGGIO A CIRCUITO CHIUSO PER USO PROLUNGATO

Viene utilizzata per la cateterizzazione di medio-lungo periodo.

Può essere utilizzata per un intervallo temporale superiore alle 24 ore, se svuotata correttamente tramite la Sacca di Svuotamento Vià! che impedisce di scollegare il sistema chiuso formato dal catetere vescicale e la sacca di raccolta.



MODELLO
SM4L

.....

- » Capacità 2000 ml
- » Connettore con Punto Prelievo del tipo "Senza Ago" o "Con Ago" per prelievi di urina fresca
- » Rubinetto di svuotamento di tipo "a Croce", a flusso libero, per evitare il rischio di ostruzioni in fase di svuotamento. Ripiegabile sul fondo della sacca
- » Tubo flessibile e trasparente, di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Maniglia maneggevole per fissaggio della sacca o per il trasporto, disponibile su richiesta



MODELLO
SM7

.....

- » Capacità 2000 ml, con Camera di gocciolamento e Filtro idrofobico
- » Connettore con Punto Prelievo del tipo "Senza Ago" per prelievi di urina fresca
- » Rubinetto di svuotamento di tipo "a Croce", a flusso libero, per evitare il rischio di ostruzioni in fase di svuotamento. Ripiegabile sull'apposito alloggio
- » Tubo flessibile e trasparente, di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Maniglia maneggevole pre-assemblata per fissaggio della sacca

MODELLO SM4L




codice prodotto **001011067901**

TUBO 90 CM
PUNTO PRELIEVO "CON AGO"
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **001011067904**

TUBO 90 CM CON CLAMP
PUNTO PRELIEVO "CON AGO"
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **001011067906**

TUBO 90 CM CON CLAMP
PUNTO PRELIEVO "CON AGO" E MANIGLIA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **001011067C21**

TUBO 120 CM
PUNTO PRELIEVO "CON AGO"
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **00101106790D**

TUBO 90 CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **001011067C2D**

TUBO 120 CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **001011067C2L**

TUBO 120 CM CON CLAMP
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO" E MANIGLIA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **004011E17903.**

TUBO 90 CM CON CLAMP E SUPPORTO
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **004011E17C23.**

TUBO 120 CM CON CLAMP E SUPPORTO
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SISTEMA PRE-COLLEGATO PER CATETERISMO DI MEDIO-LUNGO PERIODO

È adatto per la cateterizzazione di medio e lungo periodo e riduce il numero di operazioni manuali richieste agli operatori sanitari.

Viene fabbricato in diversi abbinamenti (anche personalizzabili in base alle richieste dei clienti) tra Foley in lattice siliconato o Foley in Silicone collegati a sacche di raccolta urina a circuito chiuso.



MODELLO SM TRAY BasicS

di Medio Periodo

- » Composto da Foley in lattice siliconato collegato a sacca di drenaggio a circuito chiuso, modello SM4L
- » Foley in lattice siliconato disponibile con punte e misure diverse, in 2 o 3 vie per soddisfare tutte le esigenze
- » Sacca SM4L con connettore Punto Prelievo "Con Ago" o "Senza Ago" e con rubinetto "a Croce" ripiegabile sul fondo della sacca




MODELLO SM TRAY BasicL

di Lungo Periodo


- » Composto da Foley in puro silicone collegato a sacca di drenaggio a circuito chiuso, modello SM7
- » Foley in silicone disponibile con punte e misure diverse, in 2 o 3 vie per soddisfare tutte esigenze
- » Disponibile anche Foley in silicone con scanalature
- » Sacca SM7 con connettore Punto Prelievo "Senza Ago", con Camera di gocciolamento e Filtro idrofobico e con rubinetto "a Croce" ripiegabile nell'apposito alloggiamento

MODELLO SM TRAY BasicS DI MEDIO PERIODO




codice prodotto **0100111C12BA**

SM4L PUNTO PRELIEVO "CON AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100111C12BB**

SM4L PUNTO PRELIEVO "CON AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100111C12BC**

SM4L PUNTO PRELIEVO "CON AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100111C12BD**

SM4L PUNTO PRELIEVO "CON AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100111C12BE**

SM4L PUNTO PRELIEVO "CON AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100111C22BA**

SM4L PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100111C22BB**

SM4L PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100111C22BC**

SM4L PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **0100111C22BD**


SM4L PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **0100111C22BE**


SM4L PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY LATTICE DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO SM TRAY BasicL DI LUNGO PERIODO




codice prodotto **0100112E21CA**

SM7 PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY SILICONE DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100112E21CB**

SM7 PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY SILICONE DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **0100112E21CC**

SM7 PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY SILICONE DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **0100112E21CD**

SM7 PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY SILICONE DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **0100112E21CE**

SM7 PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
FOLEY SILICONE DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SACCA DI DRENAGGIO DI GRANDE CAPACITA' PER USO PROLUNGATO

Viene utilizzata per il drenaggio post-operatorio. Adatta all'irrigazione e al lavaggio.

Può essere utilizzata per un intervallo temporale superiore alle 24 ore, se svuotata correttamente tramite la Sacca di Svuotamento Vià! che impedisce di scollegare il sistema chiuso formato dal catetere vescicale e la sacca di raccolta.



MODELLO
SM4000C


- » Capacità 4000 ml
- » Connettore con Punto Prelievo "Senz'Ago"
- » Camera di gocciolamento e filtro idrofobico
- » Rubinetto di tipo "a Croce", a flusso libero, ripiegabile nell'apposito alloggio
- » Tubo flessibile e trasparente, di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Maniglia maneggevole pre-assemblata per fissaggio della sacca



MODELLO
SM4000CISTO

- » Capacità 4000 ml
- » Connettore con Punto Prelievo "Senz'Ago"
- » Camera di gocciolamento e filtro idrofobico
- » Rubinetto di tipo "a Croce", a flusso libero, ripiegabile nell'apposito alloggio
- » Tubo flessibile e trasparente, anti-attorcigliamento, provvisto di bulbo per cistolusi e cistolisi
- » Maniglia maneggevole pre-assemblata per fissaggio della sacca


MODELLO SM4000C



codice prodotto

004011G1A903.

TUBO 90 CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto

004011G1AC23.

TUBO 120 CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE


MODELLO SM4000C CON POMPA RISCIAQUO



codice prodotto

004011G1A90P.

TUBO 90 CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto

004011G1AC2P.

TUBO 120 CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SACCA DI DRENAGGIO DI GRANDE CAPACITA' PER USO PROLUNGATO

Viene utilizzata per il drenaggio post-operatorio. Disponibile in varie capacità (5 litri, 8 litri e 10 litri), che la rendono adatta anche all'irrigazione e al lavaggio.

Può essere utilizzata per un intervallo temporale superiore alle 24 ore, se svuotata correttamente tramite la Sacca di Svuotamento Vià! che impedisce di scollegare il sistema chiuso formato dal catetere vescicale e la sacca di raccolta.



MODELLO SM5000C

Capacità 5000 ml

- » Connettore con Punto Prelievo "Senza Ago"
- » Camera di gocciolamento
- » Filtro idrofobico
- » Rubinetto "a Croce" ripiegabile nell'apposito alloggiamento



MODELLO SM8000C

Capacità 8000 ml


- » Connettore con Punto Prelievo "Senza Ago"
- » Rubinetto "a Croce" ripiegabile sul fondo della sacca
- » Camera di gocciolamento e filtro idrofobico su richiesta

Capacità 10000 ml

MODELLO SM10000C




MODELLO SM5000C



codice prodotto **004011C2B903.**


TUBO 90 CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **004011C2BC23.**


TUBO 120 CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO SM8000



codice prodotto **004011F2FC21**


TUBO 120CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **004011F1FC21**


TUBO 120CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO SM10000C



codice prodotto **004011G9LC21**

TUBO 120CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO". CAMERA E
FILTRO. CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **004011G8LC21**

TUBO 120CM
PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA URINOMETRO SM400 E SM500

Viene utilizzato per effettuare precise valutazioni quantitative del liquido raccolto in un arco di tempo definito, per monitorare il bilanciamento idrico e lo stato di salute del paziente.

Il sistema di monitoraggio SECURMED DIURESIS PLAN viene utilizzato nella Terapia Intensiva anche Post-Operatoria, essendo fondamentale per intervenire con tempestività nelle patologie in grado di alterare lo stato clinico dei pazienti critici.



MODELLO
SM400


- » Contenitore saldato alla sacca, in materiale plastico trasparente e rigido, a 2 scomparti, con capacità 400 ml
- » Scala graduata da 10 ml fino a 50 ml
- » Tubo a sezione larga, con Punto Prelievo "Senza Ago", di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Camera di gocciolamento con Filtro e Valvola anti-riflusso, per evitare il riflusso di urine e prevenire infezioni



MODELLO
SM500


- » Contenitore in materiale plastico trasparente e rigido, a 3 scomparti, con capacità 500 ml
- » Scala graduata da 50 ml fino a 225 ml
- » Tubo a sezione larga, con Punto Prelievo "Senza Ago", di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Camera di gocciolamento con Filtro e Valvola anti-riflusso
- » Collegato a Sacca di raccolta con Filtro Idrofobico da 1,5 l, 2 l o 3,5 l

MODELLO SM400




codice prodotto **129031DC1C01**

TUBO 110 CM
COLLEGATO A SACCA DI SVUOTAMENTO 2 L
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **129031DC4C01**


TUBO 140 CM
COLLEGATO A SACCA DI SVUOTAMENTO 2 L
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **129031DC6C01**


TUBO 150 CM
COLLEGATO A SACCA DI SVUOTAMENTO 2 L
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO SM500



codice prodotto **1290314C2B01**

TUBO 120 CM
COLLEGATO A SACCA DI SVUOTAMENTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **1290314C6B01**


TUBO 150 CM
COLLEGATO A SACCA DI SVUOTAMENTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SACCHE DI SVUOTAMENTO




codice prodotto **008049766021**

CAPACITA' 1500 ML - TUBO 2 CM
RUBINETTO DI SCARICO A CROCE
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **008049767020**

CAPACITA' 2000 ML - TUBO 2 CM
RUBINETTO DI SCARICO A CROCE
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **00804976F020**

CAPACITA' 3500 ML - TUBO 2 CM
RUBINETTO DI SCARICO A CROCE
SFUSO, NON STERILE




codice prodotto **008041766021**

CAPACITA' 1500 ML - TUBO 2 CM
RUBINETTO DI SCARICO A CROCE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **008041767020**

CAPACITA' 2000 ML - TUBO 2 CM
RUBINETTO DI SCARICO A CROCE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **00804176F020**

CAPACITA' 3500 ML - TUBO 2 CM
RUBINETTO DI SCARICO A CROCE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

SACCA DI SVUOTAMENTO VIÀ!

Permette lo svuotamento delle sacche da letto, da gamba, ed a circuito chiuso, dotate di rubinetto "a Croce" o "a Leva", in condizioni controllate e di maggiore igiene. È un valido strumento per il controllo della prevenzione delle infezioni urinarie causate anche dall'uso improprio delle sacche nel momento dello svuotamento. Il suo utilizzo consente quindi la riduzione dei costi legati alla gestione dei pazienti affetti da infezioni del tratto urinario: se non c'è infezione non ci sarà necessità di antibiotici, ci sarà una degenza minore, e quindi costi di gestione del paziente inferiori.

securdrain^{viat}



MODELLO SENZA RUBINETTO

.....

- » Varie capacità: 500 ml, 750 ml, 1500 ml, 2000 ml
- » Con o senza valvola anti-riflusso
- » Connettore speciale per il collegamento con i rubinetti di tipo "a Croce" o "a Leva" posti sulle sacche da letto, da gamba e a circuito chiuso
- » Utilizzo in abbinamento anche con il sistema per la misurazione della diuresi oraria SM500

securdrain^{viat}



MODELLO CON RUBINETTO

.....

- » Varie capacità: 500 ml, 750 ml, 1500 ml, 2000 ml
- » Valvola anti-riflusso e rubinetti di svuotamento di tipo "Tira/Spingi", "a Croce" o "a Leva"
- » Connettore speciale per il collegamento con i rubinetti di tipo "a Croce" o "a Leva" posti sulle sacche da letto, da gamba e a circuito chiuso
- » Utilizzo in abbinamento anche con il sistema per la misurazione della diuresi oraria SM500

MODELLO SENZA RUBINETTO



codice prodotto **008019017100**

STANDARD - CAPACITA' 2000ML
TUBO 10 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **008019017104**

STANDARD - CAPACITA' 2000ML
TUBO 10 CM - CON CLAMP
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **008019017107**

STANDARD - CAPACITA' 2000ML
TUBO 10 CM - CLAMP MONTATA
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **008011017100**

STANDARD - CAPACITA' 2000ML
TUBO 10 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **008011017104**

STANDARD - CAPACITA' 2000ML
TUBO 10 CM - CON CLAMP
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **008011017107**

STANDARD - CAPACITA' 2000ML
TUBO 10 CM - CLAMP MONTATA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO CON RUBINETTO



codice prodotto **008019037100**

RUBINETTO TIRA/SPINGI
2000ML - TUBO 10 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **008019037107**

RUBINETTO TIRA/SPINGI
2000ML - TUBO 10 CM - CLAMP
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **008019067107**

RUBINETTO A CROCE LATERALE
2000ML - TUBO 10 CM - CLAMP
SFUSO, NON STERILE

SACCA DI RACCOLTA URINA DA LETTO MONOUSO

Viene utilizzata nei casi in cui è prevista una cateterizzazione di breve durata, durante la quale si possono utilizzare dei circuiti aperti. Questo modello non dotato di rubinetto, presenta un pre-taglio posto sulla parte superiore della sacca che facilita lo svuotamento della stessa.

securdrain
vià!



MODELLO STANDARD

- » Capacità 2000 ml
- » Tubo flessibile e trasparente, di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Scala graduata asimmetrica per una corretta lettura del liquido contenuto
- » Doppia saldatura per garantire un'ottima tenuta e ridurre il rischio di rotture accidentali della sacca

securdrain
vià!



MODELLO CON VALVOLA

- » Capacità 2000 ml
- » Valvola anti-riflusso che impedisce il riflusso del liquido e previene le infezioni
- » Tubo flessibile e trasparente, di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Scala graduata asimmetrica per una corretta lettura del liquido contenuto
- » Doppia saldatura per garantire un'ottima tenuta e ridurre il rischio di rotture accidentali della sacca

MODELLO STANDARD



codice prodotto **001019017900**

TUBO 90 CM
SECURDRAIN VIA!
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019017C30**

TUBO 130 CM
SECURDRAIN VIA!
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001011017900**

TUBO 90 CM
SECURDRAIN VIA!
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001011017C30**

TUBO 130 CM
SECURDRAIN VIA!
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO CON VALVOLA



codice prodotto **001019027900**

TUBO 90 CM
SECURDRAIN VIA!
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019027C30**

TUBO 130 CM
SECURDRAIN VIA!
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001011027900**

TUBO 90 CM
SECURDRAIN VIA!
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001011027C30**

TUBO 130 CM
SECURDRAIN VIA!
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain
vià!

SACCA DI RACCOLTA URINA DA LETTO MONOUSO CON RUBINETTO DI SCARICO

Dotata di rubinetto del tipo "Tira/Spingi" o "a Croce" per lo svuotamento della stessa. Sia il rubinetto "Tira/Spingi" che "a Croce" permettono un rapido e semplice svuotamento della sacca anche da parte delle persone con ridotta manualità. Inoltre, il rubinetto "a Croce" permette l'utilizzo prolungato della sacca, se svuotata in circuito chiuso tramite la Sacca di Svuotamento Vià!



securdrain^{vià!} urodren^{by securmed^{spa}}

MODELLO RUBINETTO

TIRA/SPINGI

- » Capacità 2000 ml, con doppia saldatura per un'ottima tenuta
- » Valvola anti-riflusso e rubinetto di scarico "Tira/Spingi"
- » Tubo flessibile e trasparente, di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Scala graduata asimmetrica per una corretta lettura del liquido contenuto



securdrain^{vià!} urodren^{by securmed^{spa}}

MODELLO RUBINETTO

A CROCE

- » Capacità 2000 ml, con doppia saldatura per un'ottima tenuta
- » Valvola anti-riflusso e rubinetto di scarico "a Croce", a flusso libero
- » Tubo flessibile e trasparente, di lunghezza personalizzabile (da 90 a 150 cm), anti-attorcigliamento
- » Scala graduata asimmetrica per una corretta lettura del liquido contenuto

MODELLO RUBINETTO TIRA/SPINGI



codice prodotto **001019037900**

TUBO 90 CM
SECURDRAIN VIA!
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019037C30**

TUBO 130 CM
SECURDRAIN VIA!
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001011037900**

TUBO 90 CM
SECURDRAIN VIA!
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001011037C30**

TUBO 130 CM
SECURDRAIN VIA!
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001049037900**

TUBO 90 CM
URODREN BY SECURMED
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001049037C30**

TUBO 130 CM
URODREN BY SECURMED
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001041037900**

TUBO 90 CM
URODREN BY SECURMED
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001041037C30**

TUBO 130 CM
URODREN BY SECURMED
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001019087900**

TUBO 90 CM
SECURDRAIN VIA!
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019087900**

TUBO 130 CM
SECURDRAIN VIA!
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001011087900**

TUBO 90 CM
SECURDRAIN VIA!
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001011087C30**

TUBO 130 CM
SECURDRAIN VIA!
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001049057900**

TUBO 90 CM
URODREN BY SECURMED
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001049057C30**

TUBO 130 CM
URODREN BY SECURMED
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001041057900**

TUBO 90 CM
URODREN BY SECURMED
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001041057C30**

TUBO 130 CM
URODREN BY SECURMED
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO RUBINETTO A CROCE

SACCA DI RACCOLTA URINA DA GAMBA

Discreta e confortevole, grazie alla compatezza ed alle asole rinforzate che permettono il facile e sicuro fissaggio sia alla coscia che al polpaccio, garantendo una piena libertà di movimento.

Può essere dotata di valvola anti-sciabordio per evitare lo sciabordio dei liquidi all'interno della sacca, riducendone il rigonfiamento.

securdrain^{viat}



MODELLO RUBINETTO

TIRA/SPINGI

.....

- » Varie Capacità: 350 ml, 500 ml, 750 ml
- » Tubo di raccordo di lunghezza personalizzabile (da 10 cm a 50 cm), per il fissaggio alla coscia o al polpaccio
- » Valvola anti-riflusso e rubinetto di scarico di tipo "Tira/Spingi"
- » Connettore per il raccordo con il catetere vescicale

securdrain^{viat}



MODELLO RUBINETTO

TIRA/SPINGI

VALVOLA ANTI-SCIABORDIO

.....

- » Varie Capacità: 350 ml, 500 ml, 750 ml
- » Tubo di raccordo di lunghezza personalizzabile (da 10 cm a 50 cm), per il fissaggio alla coscia o al polpaccio
- » Valvola anti-riflusso, valvola anti-sciabordio e rubinetto di scarico di tipo "Tira/Spingi"
- » Connettore per il raccordo con il catetere vescicale

MODELLO RUBINETTO TIRA/SPINGI



codice prodotto **001019133100**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 10 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019133350**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 35 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019134100**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 10 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019134350**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 35 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001011133100**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 10 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001011133350**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 35 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

codice prodotto **001011134100**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 10 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

codice prodotto **001011134350**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 35 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO RUBINETTO TIRA/SPINGI E VALVOLA ANTI-SCIABORDIO



codice prodotto **001019134103**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 10 CM - RUBINETTO TIRA/SPINGI
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019133503**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 50 CM - RUBINETTO TIRA/SPINGI
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001011134107**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 10 CM - RUBINETTO TIRA/SPINGI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001011134357**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 35 CM - RUBINETTO TIRA/SPINGI
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain
vià!

SACCA DI DRENAGGIO DA GAMBA

Discreta e confortevole, grazie alla compatezza ed alle asole rinforzate che permettono il facile e sicuro fissaggio sia alla coscia che al polpaccio, garantendo una piena libertà di movimento. Può essere utilizzata per un intervallo temporale superiore alle 24 essendo dotata di valvola anti-riflusso e di rubinetto di scarico "a Croce" o "a Leva" che permette lo svuotamento della stessa in speciali sacche di svuotamento senza dover scollegare il sistema di drenaggio formato dal catetere vescicale e sacca di raccolta.

securdrain^{vià!}



MODELLO RUBINETTO

A CROCE

- » Varie Capacità: 350 ml, 500 ml, 750 ml
- » Tubo di raccordo sezione larga o stretta, di lunghezza personalizzabile (da 10 cm a 50 cm), per il fissaggio alla coscia o al polpaccio
- » Valvola anti-riflusso e, su richiesta, valvola anti-sciabordio
- » Connettore per il raccordo con il catetere vescicale, con o senza il Punto Prelievo per l'analisi di campioni di urina fresca
- » Rubinetto di scarico di tipo "a Croce", a flusso libero, adatto al collegamento con la Sacca di Svuotamento VIÀ !

securdrain^{vià!}



MODELLO RUBINETTO

A LEVA

- » Varie Capacità: 350 ml, 500 ml, 750 ml
- » Tubo di raccordo sezione larga o stretta, di lunghezza personalizzabile (da 10 cm a 50 cm), per il fissaggio alla coscia o al polpaccio
- » Valvola anti-riflusso e, su richiesta, valvola anti-sciabordio
- » Connettore per il raccordo con il catetere vescicale, dotato di Punto Prelievo "Senza Ago" per l'analisi di campioni di urina fresca
- » Rubinetto di tipo "a Leva"

MODELLO RUBINETTO A CROCE



codice prodotto **001019153100**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 10 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019153350**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 35 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019154100**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 10 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001019154350**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 35CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **001011153100**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 35 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **001011153350**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 35 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

codice prodotto **001011154100**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 10 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

codice prodotto **001011154350**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 35 CM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO RUBINETTO A LEVA



codice prodotto **0010191L3100**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 10 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **0010131L3100**

CAPACITA' 750 ML
TUBO 10 CM
CONFEZIONE 10 PEZZI, NON STERILE



codice prodotto **0010191L410F**

CAPACITA' 500 ML - TUBO 10 CM
CON PUNTO PRELIEVO "SENZA AGO"
SFUSO, NON STERILE


securdrain
vià!

Disponibile anche la versione dotata di Valvola anti-sciabordio

VALVOLA CATETERE SM EasyFlow SACCA DA GAMBA SM 2Tap Gym

Opzioni discrete per maggiore indipendenza e comfort e per facilitare la vita di relazione nei soggetti con catetere a lunga permanenza. La valvola catetere può essere impiegata anche come alternativa alla sacca raccolta urina per lo svuotamento della vescica in modo discreto e in totale libertà.

securdrain^{viat}



VALVOLA CATETERE EasyFlow

.....

- » Dona libertà al paziente, che può scollegare per qualche ora la sacca dal catetere
- » Non contiene Lattice
- » Dotata di connettore universale per il collegamento al catetere e di pezzo in gomma per il collegamento alla sacca di raccolta
- » Rubinetto "a Leva" disegnato per consentire una facile apertura/chiusura della valvola anche alle persone con ridotta manualità
- » Può essere utilizzata anche per esercizi di ginnastica vescicale

securdrain^{viat}



SACCA DA GAMBA SM 2Tap Gym PER GINNASTICA VESCICALE

.....

- » Varie Capacità: 350 ml, 500 ml, 750 ml
- » Valvola anti-riflusso
- » Tubo di raccordo di lunghezza personalizzabile (da 10 cm a 50 cm), per il fissaggio alla coscia o al polpaccio
- » Doppio rubinetto di tipo "a Leva" per esercizi di ginnastica vescicale e per un facile svuotamento

VALVOLA CATETERE EasyFlow



codice prodotto **4101RUB14**

VALVOLA CATETERE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO SM 2Tap Gym



codice prodotto **0010191L4109**

CAPACITA' 500 ML
TUBO 10 CM
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **0010131L4109**



CAPACITA' 500 ML
TUBO 10 CM
CONFEZIONE 10 PEZZI, NON STERILE

securdrain
vià!

SISTEMA DI FISSAGGIO PER SACCHE DA LETTO E DA GAMBA

Maniglia in plastica o metallo per garantire un fissaggio sicuro della sacca di raccolta urina al letto del paziente. È appositamente studiata per tutti i tipi di sacca da letto, adatta anche per un facile trasporto della stessa.



Lacci in lycra utili per il fissaggio della sacca da gamba alla coscia o al polpaccio, con bottoni o con chiusura a velcro.



securdrain
viat

MANIGLIA
MODELLO IN PLASTICA O IN METALLO
.....

- » Maniglia di plastica per il fissaggio delle sacche a letto tramite i 4 punti di appiglio. Disponibile nelle 2 versioni, tubo largo o tubo standard
- » Maniglia in acciaio inox per il fissaggio delle sacche a letto tramite i 2 punti di appiglio




securdrain
viat

LACCI
MODELLO CON BOTTONE O CON VELCRO
.....


- » Morbido laccio in lycra elastica dotato di bottone per una chiusura sicura attorno alla gamba. Dimensioni 450 x 20 mm
- » Morbido laccio in lycra elastica dotata di strappo in velcro per la chiusura. Dimensioni 430 mm x 20 mm - Dimensioni Velcro 70 mm x 20 mm
- » Disponibili anche lacci con onde in silicone per un maggiore comfort al contatto con la pelle

FISSAGGIO PER SACCA DA LETTO




codice prodotto **514SUP06**

MANIGLIA IN PLASTICA PER SACCHE URINA
TUBO SEZIONE STANDARD (DIAMETRO 6,6 MM)
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **514SUP05**


MANIGLIA IN PLASTICA PER SACCHE URINA
TUBO SEZIONE LARGA (DIAMETRO 9,0 MM)
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **514SUP01**


MANIGLIA IN METALLO PER SACCHE URINA
SFUSO, NON STERILE

FISSAGGIO PER SACCA DA GAMBA




codice prodotto **099009LAC01**

LACCIO IN LYCRA
CON BOTTONE
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **099009LAC02**

LACCIO IN LYCRA
CON VELCRO
SFUSO, NON STERILE



codice prodotto **099009LAC03**

LACCIO IN LYCRA
CON VELCRO E ONDE IN SILICONE
SFUSO, NON STERILE

SACCA PER CAMPIONI DI URINA PER NEONATI

Viene utilizzata nei casi in cui, per l'età del paziente o circostanze della sua patologia, non è possibile ottenere campioni di urina attraverso altri metodi. Un chiaro esempio è rappresentato dalla raccolta di urine in bambini di tenera età, essendo difficile ottenere da essi una minzione volontaria.

securdrain^{viat}



MODELLO 100 ML

.....

- » Sacca Unisex
- » Orifizio di entrata sagomato anatomicamente e ricoperto di materiale adesivo ipoallergico
- » Capacità 100 ml
- » Corpo realizzato in polietilene, atossico, ipoallergico, morbido e resistente. Non contiene Lattice né DEHP
- » Saldatura di ottima tenuta che previene anche le possibili lacerazioni

securdrain^{viat}



MODELLO 200 ML

.....

- » Sacca Unisex
- » Orifizio di entrata sagomato anatomicamente e ricoperto di materiale adesivo ipoallergico
- » Capacità 200 ml
- » Corpo realizzato in polietilene, atossico, ipoallergico, morbido e resistente. Non contiene Lattice e né DEHP
- » Saldatura di ottima tenuta che previene anche le possibili lacerazioni


MODELLO 100 ML



codice prodotto **101501511000**

CAPACITA' 100 ML
UNISEX, SENZA VALVOLA ANTIRIFLUSSO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO 200 ML



codice prodotto **10101151A000**

CAPACITA' 200 ML
UNISEX, SENZA VALVOLA ANTIRIFLUSSO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **101011522000**

CAPACITA' 150 ML
UNISEX, SENZA VALVOLA ANTIRIFLUSSO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain
vià!

GUAINA (CONDOM) PER INCONTINENZA MASCHILE

Creata per assicurare massima libertà di movimento agli utilizzatori. Consente l'utilizzo più agevole nei reparti ospedalieri garantendo un'applicazione facile, igienica e rapida.

La completezza delle misure ed il sistema di fissaggio garantiscono la massima adattabilità.

securdrain^{viat}



MODELLO IN LATTICE

.....

- » Lattice morbido e sottile nella parte a contatto con il pene, più spesso nella zona terminale per evitare l'attorcigliamento del catetere e garantire il deflusso dell'urina anche in condizioni difficili
- » Cappuccio scanalato che riduce il rischio di lesioni e di attorcigliamento
- » Si raccomanda l'utilizzo della striscia bi-adesiva per un utilizzo sicuro. La striscia può essere posizionata sovrapposta o a spirale

securdrain^{viat}



MODELLO IN SILICONE

.....

- » Privo di lattice per una migliore tolleranza e compatibilità con la cute
- » Superficie trasparente che consente un'applicazione rapida
- » Versione autoadesiva su richiesta

MODELLO IN LATTICE



codice prodotto **108011125**

MISURA M, DIAMETRO 25 MM
CON STRISCIA BI-ADESIVA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **108011130**

MISURA L, DIAMETRO 30 MM
CON STRISCIA BI-ADESIVA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **108011135**

MISURA XL, DIAMETRO 35 MM
CON STRISCIA BI-ADESIVA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **108011140**

MISURA XXL, DIAMETRO 40 MM
CON STRISCIA BI-ADESIVA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **109011125**

MISURA M, DIAMETRO 25 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE



codice prodotto **109011130**

MISURA L, DIAMETRO 30 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE




codice prodotto **109011135**

MISURA XL, DIAMETRO 35 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE



codice prodotto **109011140**

MISURA XXL, DIAMETRO 40 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE



codice prodotto **107011103**

STRISCIA BI-ADESIVA
CONFEZIONE DA 30 PEZZI



codice prodotto **1090111N3**

MISURA S, DIAMETRO 24 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE



codice prodotto **1090111N5**

MISURA M, DIAMETRO 28 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE



codice prodotto **1090111N6**

MISURA L, DIAMETRO 31 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE



codice prodotto **1090111N7**

MISURA XL, DIAMETRO 35 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE




codice prodotto **1090111N9**

MISURA XXL, DIAMETRO 40 MM
CONFEZIONE 30 PEZZI, NON STERILE

securdrain
vià!

CATETERE VESCICALE IN PVC PER CATETERISMO INTERMITTENTE (DI BREVE PERIODO) CON PUNTA NELATON

Viene utilizzato per il cateterismo intermittente e serve allo svuotamento della vescica. È dotato di connettore colorato per una facile identificazione della misura, secondo lo standard internazionale di riferimento.




securdrain^{viat}

MODELLO PER UOMO

.....

- » Superficie satinata che riduce gli attriti in fase di introduzione
- » Punta chiusa di tipo Nelaton, morbida e ben arrotondata. Lunghezza 40 cm
- » Fori laterali e asimmetrici disegnati per assicurare un drenaggio sicuro
- » Misure disponibili: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20



securdrain^{viat}

MODELLO PER DONNA

.....

- » Superficie satinata che riduce gli attriti in fase di introduzione
- » Punta chiusa di tipo Nelaton, morbida e ben arrotondata. Lunghezza 18 cm
- » Fori laterali e asimmetrici disegnati per assicurare un drenaggio sicuro
- » Misure disponibili: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

MODELLO PER UOMO



codice prodotto **11201100101**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 06 - 2,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100102**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 08 - 2,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100103.**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 10 - 3,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100104.**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100105.**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11201100106**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100107**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11201100108**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100202.**

LUNGHEZZA 18 CM
DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100203.**

LUNGHEZZA 18 CM
DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100204.**

LUNGHEZZA 18 CM
DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO PER DONNA



codice prodotto **11201100200**

LUNGHEZZA 18 CM
DIAMETRO CH 06 - 2,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100201**

LUNGHEZZA 18 CM
DIAMETRO CH 08 - 2,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100205**

LUNGHEZZA 18 CM
DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100206**

LUNGHEZZA 18CM
DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100202.**


LUNGHEZZA 18 CM
DIAMETRO CH 10 - 3,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain
vià!

CATETERE VESCICALE IN PVC PER CATETERISMO INTERMITTENTE (DI BREVE PERIODO) CON PUNTA TIEMANN E MERCIER

Viene utilizzato per il cateterismo intermittente e serve allo svuotamento della vescica. Le punte curve, modelli Tiemann e Mercier, vengono utilizzate soprattutto quando le condizioni anatomiche sono mutate o sono tali da richiedere un prodotto in grado di passare anche in presenza di restringimenti dell'uretra.

securdrain^{viat}




MODELLO PUNTA TIEMANN

.....

- » Punta Tiemann, conica e angolata di 30° che facilita il passaggio nell'uretra anche in caso di restringimenti della stessa
- » Lunghezza 40 cm
- » Superficie satinata che riduce gli attriti in fase di introduzione
- » Fori laterali proporzionati al lume del catetere
- » Misure disponibili: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

securdrain^{viat}



MODELLO PUNTA MERCIER

.....

- » Punta Mercier, arrotondata e inclinata di 30°-45° che facilita il passaggio nell'uretra anche in caso di restringimenti della stessa
- » Lunghezza 40 cm
- » Superficie satinata che riduce gli attriti in fase di introduzione
- » Fori laterali proporzionati al lume del catetere
- » Misure disponibili: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

MODELLO PUNTA TIEMANN



codice prodotto **11201100701**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 06 - 2,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100707**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100124**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100702**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 08 - 2,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100708**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100125**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100703**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 10 - 3,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO PUNTA MERCIER




codice prodotto **11201100704**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100121**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 06 - 2,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100127**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100705**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100122**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 08 - 2,7 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100706**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11201100123**

LUNGHEZZA 40 CM
DIAMETRO CH 10 - 3,3 MM
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain
vià!

FOLEY IN LATTICE SILICONATO (CON PALLONCINO) CON PUNTA NELATON


Viene impiegato per la cateterizzazione di breve/medio periodo. Si consiglia la permanenza in loco del prodotto per massimo 5 giorni. È formato da strati di silicone con un'asta in lattice che conferisce al catetere molta flessibilità.



securdrain_{viat}

MODELLO A 2 VIE

- » Indicato per il drenaggio
- » Punta chiusa di tipo Nelaton, arrotondata e resistente alle piegature
- » Valvola di gonfiaggio del palloncino di tipo rigido (plastica) o di tipo morbido (gomma)
- » Palloncino di varie capacità (5/15 ml e 30 ml), elastico e simmetrico per un ancoraggio sicuro
- » Lunghezza 41 cm con superficie liscia che riduce il rischio di incrostazioni
- » Misure disponibili: CH 06 e CH 08 (per uso pediatrico), CH 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (per adulto)




securdrain_{viat}

MODELLO A 3 VIE


- » Indicato per l'irrigazione e il lavaggio
- » Punta chiusa di tipo Nelaton, arrotondata e resistente alle piegature
- » Valvola di gonfiaggio del palloncino di tipo rigido (plastica) o di tipo morbido (gomma)
- » Palloncino di varie capacità (5/15 ml e 30 ml), elastico e simmetrico per un ancoraggio sicuro
- » Lunghezza 41 cm con superficie liscia che riduce il rischio di incrostazioni
- » Misure disponibili: CH 16, 18, 20, 22, 24, 26

MODELLO A 2 VIE




codice prodotto 11601312061

DIAMETRO CH 06 - 2,0 MM
PALLONCINO 3/5ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601312082

DIAMETRO CH 08 - 2,7 MM
PALLONCINO 3/5ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601312103

DIAMETRO CH 10 - 3,3 MM
PALLONCINO 3/5ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601322121

DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601322141

DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601322161

DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601322181

DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601322201

DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11601322221

DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11601322241


DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO A 3 VIE




codice prodotto 11601363161

DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11601363181

DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601363201

DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601363221

DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11601363241

DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11601363261

DIAMETRO CH 26 - 8,7MM
PALLONCINO 5/15ML- VALVOLA RIGIDA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain
vià!

FOLEY IN LATTICE SILICONATO (CON PALLONCINO)

CON PUNTE SPECIALI

Le punte speciali, Tiemann, Dufour, Couvelaire e Mercier, sono adatte alla cateterizzazione di breve/medio periodo e vengono utilizzate soprattutto quando le condizioni anatomiche sono mutate o sono tali da richiedere un prodotto in grado di passare anche in presenza di restringimenti dell'uretra. Alcune tipologie sono disponibili con superficie rinforzata.

securdrain^{viat}



MODELLO PUNTA TIEMANN

.....

- » Punta Tiemann, conica e angolata di 30° che facilita il passaggio nell'uretra anche in caso di restringimenti della stessa
- » Valvola di gonfiaggio del palloncino di tipo rigido (plastica)
- » Palloncino di varie capacità (5/15 ml e 30 ml), elastico e simmetrico per un ancoraggio sicuro
- » Lunghezza 41 cm con superficie liscia che riduce il rischio di incrostazioni
- » Misure disponibili: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

securdrain^{viat}




MODELLO RINFORZATO PUNTE SPECIALI

.....

DUFOUR, COUVELAIRE, MERCIER


- » Gamma completa di punte speciali dalle particolari curvature e angolature per facilitare il passaggio nell'uretra maschile
- » Spirale rinforzata inserita nella parete del tubo per ridurre i rischi di torsione del tubo ed evitare eventuali ostruzioni durante il drenaggio post-operatorio
- » Palloncino di capacità 60 ml
- » Lunghezza 40 cm
- » Misure disponibili: CH 18, 20, 22, 24, 26

MODELLO PUNTA TIEMANN




codice prodotto 11601342121

TIEMANN - DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601342141

TIEMANN - DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601342161

TIEMANN - DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601342181

TIEMANN - DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601342201

TIEMANN - DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11601342221

TIEMANN - DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11601342241

TIEMANN - DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




MODELLO RINFORZATO PUNTE SPECIALI



codice prodotto 2411860

DUFOUR - DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 60 ML - 2 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 2412060

DUFOUR - DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 60 ML - 2 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 3411860

DUFOUR - DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 60 ML - 3 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 2512060

MERCIER - DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 60 ML - 2 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 2512260

MERCIER - DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 60 ML - 2 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 3512060

MERCIER - DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 60 ML - 3 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 2312230

COUVELAIRE - DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 30 ML - 2 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 2312430

COUVELAIRE - DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 30 ML - 2 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 3312230

COUVELAIRE - DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 30 ML - 3 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 3312430


COUVELAIRE - DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 30 ML - 3 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain

FOLEY IN SILICONE (CON PALLONCINO) CON PUNTA NELATON

Viene impiegato per la cateterizzazione di lunga permanenza grazie all'elevata biocompatibilità del silicone. Superficie liscia o con scanalature longitudinali che garantisce la massima riduzione del rischio di incrostazioni, irritazioni ed infezioni. Permette una durata di permanenza in loco di oltre 29 giorni.


securdrain



MODELLO A 2 VIE

- » Indicato per il drenaggio
- » Lunghezza 41 cm con superficie liscia o con scanalature longitudinali
- » Linea radio-opaca posta su tutta la lunghezza del catetere e sulla punta
- » Valvola di gonfiaggio rigida e palloncino di capacità da 5 a 10 ml
- » Misure disponibili: CH 06 e CH 08 (per uso pediatrico), CH 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (per adulto)


securdrain



MODELLO A 3 VIE


- » Indicato per l'irrigazione e il drenaggio
- » Lunghezza 41 cm con superficie liscia
- » Linea radio-opaca posta su tutta la lunghezza del catetere e sulla punta
- » Valvola di gonfiaggio rigida e palloncino di capacità da 5 a 10 ml
Disponibile su richiesta anche il palloncino di capacità 30 ml
- » Misure disponibili: CH 16, 18, 20, 22, 24

MODELLO A 2 VIE




codice prodotto 11501312061*

DIAMETRO CH 06 - 2,0 MM
PALLONCINO 1,5 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501312082*

DIAMETRO CH 08 - 2,7 MM
PALLONCINO 3 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501312103*

DIAMETRO CH 10 - 3,3 MM
PALLONCINO 3 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501322121*

DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501322141*

DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11501322161*

DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501322181*

DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501322201*

DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501322221*

DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501322241*

DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11501392121

SCANALATO - DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11501A92121

SCANALATO - DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
ASTUCCIO SINGOLO, STERILE

MODELLO A 3 VIE



codice prodotto 11501323161*

DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11501323181*

DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11501323201*

DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto 11501323221*

DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11501323241*

DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto 11501323261*

DIAMETRO CH 26 - 8,7MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain

FOLEY IN SILICONE (CON PALLONCINO)

CON PUNTE SPECIALI

Le punte speciali, Tiemann, Dufour, Couvelaire e Mercier, sono adatte alla cateterizzazione di lungo periodo, grazie all'elevata biocompatibilità del silicone. Vengono utilizzate soprattutto quando le condizioni anatomiche sono mutate o sono tali da richiedere un prodotto in grado di passare anche in presenza di restringimenti dell'uretra. Il Foley in silicone è disponibile anche con punta aperta per il cateterismo supra-pubico.

securdrain




MODELLO PUNTA SPECIALE

TIEMANN, DUFOUR,
MERCIER, COUVELAIRE

- » Gamma completa di punte speciali dalle particolari curvature e angolature per facilitare il passaggio nell'uretra maschile
- » Linea radio-opaca, posta su tutta la lunghezza del catetere e sulla punta
- » Punta Tiemann con palloncino di capacità da 5 a 10 ml
Punta Dufour, Mercier, Couvelaire con palloncino di capacità 30 ml
- » Lunghezza 41 cm
- » Misure disponibili: CH 18, 20, 22, 24, 26

securdrain




MODELLO PUNTA APERTA

.....


- » La punta aperta rende questo dispositivo adatto al drenaggio suprapubico o altri utilizzi specifici
- » Linea radio-opaca, posta su tutta la lunghezza del catetere e sulla punta
- » Valvola di gonfiaggio di tipo rigido (plastica)
- » Palloncino per l'ancoraggio con capacità da 5 a 10 ml
- » Lunghezza 41 cm
- » Misure disponibili: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

MODELLO PUNTE SPECIALI




codice prodotto **11501332121**

TIEMANN - DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11501332141**

TIEMANN - DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11501332161**

TIEMANN - DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11501332181**

TIEMANN - DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **11501332201**

TIEMANN - DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11501332221**


TIEMANN - DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **11501332241**


TIEMANN - DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

MODELLO PUNTA APERTA




codice prodotto **1150132212A**

DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **1150132214A**

DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **1150132216A**

DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **1150132218A**

DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **1150132220A**

DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **1150132222A**


DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain

FOLEY IN SILICONE (CON PALLONCINO) CON SENSORE DI TEMPERATURA

Viene impiegato per il monitoraggio della temperatura corporea nei pazienti per i quali è necessario un monitoraggio costante, per una veloce identificazione di ipertermia (nei decorsi post-operatori dove l'ipertermia possa essere sintomo dell'insorgenza di infezioni) o ipotermia, nei pazienti reduci da situazioni critiche, come salvataggio da annegamento, valanghe o altri incidenti.

securdrain



MODELLO CON SENSORE DI TEMPERATURA

.....

- » Sensore posizionato all'interno del catetere foley per garantire stabilità, igiene e sicurezza
- » Collegato tramite apposito cavetto al Monitor
- » Linea radio-opaca, posta su tutta la lunghezza del catetere e sulla punta chiusa di tipo Nelaton
- » Palloncino di capacità da 5 a 10 ml
- » Lunghezza 41 cm
- » Misure disponibili: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

securdrain




CAVO DI COLLEGAMENTO MONITOR

.....


- » Permette il collegamento del Foley con sensore al Monitor che rileva i parametri generali (battito cardiaco, pressione, ecc)
- » Compatibile con la maggior parte dei Monitor

MODELLO CON SENSORE TEMPERATURA




codice prodotto **115013T2121**

DIAMETRO CH 12 - 4,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **115013T2141**

DIAMETRO CH 14 - 4,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **115013T2161**

DIAMETRO CH 16 - 5,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **115013T2181**

DIAMETRO CH 18 - 6,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **115013T2201**

DIAMETRO CH 20 - 6,7 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE




codice prodotto **115013T2221**

DIAMETRO CH 22 - 7,3 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

codice prodotto **115013T2241**

DIAMETRO CH 24 - 8,0 MM
PALLONCINO 5/10 ML
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

CAVO DI COLLEGAMENTO MONITOR



codice prodotto **12501090302**

LUNGHEZZA 3 M
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain

TAPPO CATETERE E DISPOSITIVI DI FISSAGGIO PER CATETERI E FOLEY

Tappo catetere disegnato per adattarsi ai cateteri vescicali in PVC. Deve essere rimosso ogni volta che bisogna svuotare la vescica ed ogni qualvolta si rende necessario un cambio di sacca di raccolta urina.

Dispositivi di fissaggio ipoallergenici raccomandati per garantire un fissaggio sicuro e per evitare lo spostamento e la rimozione accidentale del catetere vescicale e le spiacevoli conseguenze che ne derivano.



securdrain
viat

TAPPO CATETERE

.....

- » Non contiene Lattice
- » Forma conica che lo rende particolarmente maneggevole e facile da usare



securdrain
viat

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO

MODELLO A FASCIA E A CEROTTO

.....

- » Modello a fascia, sicuro e discreto per il fissaggio del catetere alla gamba
- » Modello a cerotto con supporto adesivo ed elastico a base di idrocoloide che garantisce comfort e traspirabilità

TAPPO CATETERE



codice prodotto **11201102001**


CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO



codice prodotto **12501010503**

MODELLO A FASCIA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **12501010501**

MODELLO A CEROTTO
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

securdrain
vià!

SET PER CATETERISMO VESCICALE DEFLUSSORE PER IRRIGAZIONE E LAVAGGIO

Il set per Cateterismo Vescicale rappresenta un pacchetto completo di tutti i materiali utilizzati per operazioni di cateterizzazione, che vengono eseguite rapidamente grazie alla sequenza dei componenti posizionati all'interno.

Il Deflussore viene utilizzato per la somministrazione di soluzione fisiologica o medica, dopo gli interventi chirurgici per facilitare la pulizia e la rimozione di coaguli di sangue e di tessuti.



securdrain^{viat}

SET PER CATETERISMO VESCICALE

.....

- » Telo di avvolgimento del pacco procedurale
- » Tamponi di fibre di cotone puro
- » Siringa 10 ml pre-riempita di acqua depurata e siringa 10 ml pre-riempita di gel lubrificante
- » Bustina di disinfettante 20 ml - Pinza in acciaio - Guanti in vinile
- » Sacca raccolta urina
- » ** Disponibili a richiesta Kit personalizzabili



securdrain^{viat}

DEFLUSSORE A 1 VIA E A 2 VIE

.....

- » Perforatore a superficie liscia in PVC medicale trasparente, con cappuccio di protezione
- » Regolatore di flusso per regolare la velocità di somministrazione della soluzione medica e per aprire o chiudere il passaggio
- » Camera di gocciolamento per monitorare la velocità di flusso
- » Tubo con 1 via, o a Y con 2 vie


KIT PER CATETERISMO



codice prodotto **1239901C1001**


CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

DEFLUSSORE




codice prodotto **128141011001**

MODELLO 1 VIA
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE



codice prodotto **128141012001**

MODELLO 2 VIE
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE





codice prodotto **128141012003**

MODELLO 2 VIE
2 CLAMP E 1 ROLLER
CONFEZIONE SINGOLA, STERILE

codice prodotto

securdrain





Per ordini ed informazioni:



www.securmed.it



infosecurmed@securmed.it



+39 0445 801111

Sede Amministrativa e Legale

T. +39 0445 801 111

F. +39 0445 801 112

Via Monte Grappa 2 /G 36016

Thiene (VI) | P. iva 02292430242

Stabilimento Produttivo

T. +39 0861 199 0683

F. +39 0861 199 1095

Località Piane della Nocella

64012 Campli (TE)