


PRODOTTO

TAPPO PER CATETERE

Materia prima:	Polipropilene (PP), <u>DEHP Free</u> , colore azzurro
Lunghezza:	48 mm
Diametro:	Universale, adattabile a qualsiasi connettore/catetere
Punta:	Chiusa, diametro esterno progressivamente più ampio per la perfetta connessione a Cateteri di qualunque misura
Sterilizzazione:	Ad ossido di etilene
Marchio Registrato:	Securdrain Vià!
Codice CND:	U9099
Numero di repertorio:	279516

Immagine del dispositivo:



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11201102001*	Tappo per catetere	100 pz / Astuccio 3000 pz/Cartone