

PRODOTTO

BOCCAGLIO PER AEROSOLTERAPIA

CARATTERISTICHE

- **MATERIALE:** maschera realizzata in PVC DEHP FREE
- **COLORE:** verde chiaro trasparente
- **TUBO DI COLLEGAMENTO:** antisciacciamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
- **NEBULIZZATORE:** 60 ml
Oltre il 50% delle particelle erogate supera i 5 um
- **FLUSSO DI OSSIGENO:** tra 5L /min e 8L /min
- **ACCESSORIO:** dotato di bocchaglio (mouth piece)
- **CONFEZIONAMENTO:** in busta singola in PE con apertura facilitata "TEAR", con istruzioni per l'uso
- **STERILIZZAZIONE:** non sterile
- **MARCHIO COMMERCIALE:** Securflow Vià!

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CONFEZIONAMENTO</i>
12214020205	Non Sterile, bocchaglio per aerosolterapia, lunghezza tubo di raccordo 210 cm.	100 pz / cartone

