


PRODOTTO CANNULE DI GUEDEL

- Materia prima:** realizzata in polietilene
- Forma:** anatomica
- Superficie:** trasparente e satinata, con estremità morbida e arrotondata che previene il danneggiamento dei tessuti. Flessibile per non danneggiare i denti durante il morso
- Blocco a morso:** Fornisce l'accesso alla sonda per aspirazione. Il blocco a morso è colorato secondo la norma DIN 13273
- Misura della sonda di Aspirazione:** da CH 6 a CH 22
- Confezionamento:** busta singola in PE con apertura facilitata TEAR, istruzioni per l'uso incluse
- Sterilizzazione:** Effettuata con miscela di ETO + CO2
- Marchio commerciale:** Securflow Vià!
- CND:** R010102
- Numero di repertorio:** 168878/R

Immagine del dispositivo:



1. *Porzione della bocca*
2. *Inserto rinforzato*
3. *Posizione per la dimensione minima \ dimensione interna*
4. *Estremità con flangia*



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
127141001004	Cannula di Guedel sterile, misura 000 – lunghezza 40 mm Codice colore: Rosa	50 pz/astuccio
127141001006	Cannula di Guedel sterile, misura 00 – lunghezza 50 mm Codice colore: Blu	50 pz/astuccio
127141001008	Cannula di Guedel sterile, misura 0 – lunghezza 60 mm Codice colore: Nero	50 pz/astuccio
127141001010	Cannula di Guedel sterile, misura 1 – lunghezza 70 mm Codice colore: Bianco	50 pz/astuccio
127141001012	Cannula di Guedel sterile, misura 2 – lunghezza 80 mm Codice colore: Verde	50 pz/astuccio
127141001014	Cannula di Guedel sterile, misura 3 – lunghezza 90 mm Codice colore: Giallo	50 pz/astuccio
127141001016	Cannula di Guedel sterile, misura 4 – lunghezza 100 mm Codice colore: Rosso	50 pz/astuccio
127141001018	Cannula di Guedel sterile, misura 5 – lunghezza 110 mm Codice colore: Azzurro	50 pz/astuccio
127141001020	Cannula di Guedel sterile, misura 6 – lunghezza 120 mm Codice colore: Arancio	50 pz/astuccio