

PRODOTTO

**OCCHIALINI PER OSSIGENOTERAPIA**

**CARATTERISTICHE**

- **DESTINAZIONE D'USO:** Dispositivo utilizzato in alternativa alla maschera per ossigeno
- **MATERIALE:** realizzata in PVC
- **TUBO DI COLLEGAMENTO:** antischiacciamento ed estremamente flessibile
- **LUNGHEZZA:** 210 cm
- **RACCORDO TERMINALE:** di dimensioni standard, adattabile ai comuni raccordi impiegati
- **RACCORDO A 2 VIE:** fabbricato in PVC rigido, trasparente.
- **CONFEZIONAMENTO:** busta singola clinicamente pulita
- **STERILIZZAZIONE:** non sterile
- **MARCHIO COMMERCIALE:** Securflow Vià!
- **CND:** R03010203
- **NUMERO DI REPERTORIO:** 185630/R

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
<b>11914020101</b>	Non Sterile, misura adulto	100 pz/cartone
<b>11914020102</b>	Non sterile, misura pediatrica	100 pz/cartone
<b>11914020204</b>	Non sterile, prolunga 210 cm	100 pz/cartone

*Tenere al riparo da fonti di luce diretta e/o artificiale.  
 Non esporre a temperature elevate e/o eccessiva umidità.*

