


**PRODOTTO**

**CANNULA YANKAUER MODELLO SLIMDRAIN**

<b>Materia prima:</b>	realizzata in K-RESIN resistente e trasparente. Non contiene DEHP
<b>Superficie:</b>	la superficie interna liscia assicura un flusso costante.
<b>Valvola di controllo:</b>	Disponibile con o senza valvola di controllo digitale.
<b>Punta:</b>	Arrotondata e atraumatica per i tessuti. Provvista di 4 fori laterali atraumatici
<b>Diametro punta:</b>	ID 2,6 mm $\pm$ 0,15 mm / OD 4,0 mm. ID 3,6 mm $\pm$ 0,15 mm / OD 5,0 mm. ID 4,3 mm $\pm$ 0,15 mm / OD 6,0 mm. ID 6,4 mm. $\pm$ 0,15 mm / OD 7,0 mm. ID 5,4 mm. $\pm$ 0,15 mm / OD 8,0 mm.
<b>Lunghezza Cannula:</b>	266 mm.
<b>Angolatura:</b>	150°
<b>Tubo di raccordo:</b>	E' possibile produrre un kit di aspirazione che include una cannula Yankauer e un tubo di raccordo disponibile in diverse lunghezze.
<b>Confezionamento:</b>	blister medicale in doppio involucro sterile
<b>Sterilizzazione:</b>	Effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>
<b>Marchio registrato:</b>	Securflow Vià!
<b>Codice CND:</b>	A06010103
<b>Numero di repertorio:</b>	1275809/R

**DISEGNO TECNICO**



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
126140205F14	Cannula Yankauer Securflow Vià!, senza controllo digitale ID 2,6 mm ± 0,15 mm / OD 4,0 mm. sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F15	Cannula Yankauer Securflow Vià!, senza controllo digitale OD 5,0 mm. sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F16	Cannula Yankauer Securflow Vià!, senza controllo digitale ID 4,3 mm ± 0,15 mm / OD 6,0 mm. sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F17	Cannula Yankauer punta dritta fine, senza controllo digitale OD 7,0 mm sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F18	Cannula Yankauer punta dritta fine, senza controllo digitale ID 5,4 mm ± 0,15 mm / OD 8,0 mm sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F04	Cannula Yankauer Securflow Vià!, con controllo digitale ID 2,6 mm ± 0,15 mm / OD 4,0 mm. sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F05	Cannula Yankauer Securflow Vià!, con controllo digitale OD 5,0 mm. sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F06	Cannula Yankauer Securflow Vià!, con controllo digitale ID 4,3 mm ± 0,15 mm / OD 6,0 mm. sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F07	Cannula Yankauer punta dritta fine, con controllo digitale OD 7,0 mm sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone
126140205F08	Cannula Yankauer punta dritta fine, con controllo digitale ID 5,4 mm ± 0,15 mm / OD 8,0 mm sterile	50 pz / astuccio 200 pz/cartone