


**PRODOTTO**

**CATETERE ESTERNO MASCHILE CON STRISCIA**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Corpo della guaina:</b>   | realizzato in lattice naturale di tipo medicale per adattarsi alle variazioni di dimensione del pene. |
| <b>Colore della guaina:</b>  | bianco - giallo   |
| <b>Cappuccio guaina:</b>     | Dotato di rilievi per impedire il blocco del flusso di urina, resistente ad eventuali piegature.      |
| <b>Raccordo guaina:</b>      | Universale, si fissa con facilità e sicurezza a qualsiasi sacca da gamba o da letto                   |
| <b>Marchio:</b>              | Securdrain Vià!   |
| <b>CND:</b>                  | U070201   |
| <b>Numero di repertorio:</b> | 82548/R   |
| <b>Codice ISO:</b>           | 09.24.21.003  |

**DISEGNO TECNICO**



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

| <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                    | <b>CONFEZIONAMENTO</b> |
|---------------|---|------------------------|
| 108011125     | Catetere esterno maschile diametro 25 mm con striscia | 250 pz / Cartone       |
| 108011130     | Catetere esterno maschile diametro 30 mm con striscia | 250 pz / Cartone       |
| 108011135     | Catetere esterno maschile diametro 35 mm con striscia | 250 pz / Cartone       |
| 108011140     | Catetere esterno maschile diametro 40 mm con striscia | 250 pz / Cartone       |