

PRODOTTO

CATETERE ESTERNO MASCHILE IN SILICONE 100% - PENISIL

Corpo della guaina:	realizzato in puro silicone 100%, concepito per la gestione dell'incontinenza urinaria nel maschio. Autocollante
Colore della guaina:	bianco - trasparente
Cappuccio guaina:	Dotato di rilievi per impedire il blocco del flusso di urina, resistente ad eventuali piegature.
Raccordo guaina:	Universale, si fissa con facilità e sicurezza a qualsiasi sacca da gamba o da letto
Marchio:	Securdrain Vià!
CND:	U070201
Numero di repertorio:	1387599/R

DISEGNO TECNICO

STANDARD



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
1090111N3	Catetere esterno maschile diametro 24, misura XS	300 pz / Cartone
1090111N5	Catetere esterno maschile diametro 29, misura S	300 pz / Cartone
1090111N6	Catetere esterno maschile diametro 32, misura M	300 pz / Cartone
1090111N7	Catetere esterno maschile diametro 36, misura L	300 pz / Cartone
1090111N9	Catetere esterno maschile diametro 41, misura XL	300 pz / Cartone