





**PRODOTTO**

**CATETERE FOLEY IN LATTICE RINFORZATO  
PUNTA COUVELAIRE**

<b>Materia prima:</b>	Realizzato in lattice di gomma naturale
<b>Punta:</b>	Curva, tipo Couvelaire, ben arrotondata, atraumatica per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
<b>Occhielli:</b>	Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
<b>Vie:</b>	2 o 3
<b>Lunghezza:</b>	410 mm
<b>Dimensioni:</b>	CH 18, 20, 22, 24
<b>Palloncino:</b>	30 ml Il processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.
<b>Asta del catetere:</b>	Impedisce le torsioni e minimizza le incrostazioni ed i traumi grazie alla presenza di silicone nella mescola.
<b>Imbuto:</b>	Assicura un affidabile gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino impedendo eventuali perdite.
<b>Imballo:</b>	Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero trasparente, dotato di pre-taglio per una facile apertura e chiuso in un blister termosaldato in carta medica e film.
<b>Sterilizzazione:</b>	effettuata a raggi Gamma secondo un ciclo convalidato in conformità alla norma EN 552
<b>Marchio registrato:</b>	Procare
<b>CND:</b>	U010202
<b>Numero di repertorio:</b>	185298/R

**DISEGNO TECNICO**

TIPO	PUNTA	MISURE	PALLONCINO (ML)	LUNGHEZZA (CM)
<b>2 VIE</b> 	<b>COUVELAIRE</b> 	<b>18 - 20 - 22 - 24                      - 26</b>	30	41
<b>3 VIE</b> 	<b>COUVELAIRE</b> 	<b>18 - 20 - 22 - 24                      - 26</b>	30	41

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY 2 VIE**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
2311830	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Couvelaire CH 18	10 pz/astuccio
2312030	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Couvelaire CH 20	10 pz/astuccio
2312230	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Couvelaire CH 22	10 pz/astuccio
2312430	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Couvelaire CH 24	10 pz/astuccio
2312630	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Couvelaire CH 26	10 pz/astuccio

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY 3 VIE**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
3311830	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Couvelaire CH 18	10 pz/astuccio
3312030	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Couvelaire CH 20	10 pz/astuccio
3312230	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Couvelaire CH 22	10 pz/astuccio
3312430	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Couvelaire CH 24	10 pz/astuccio
3312630	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Couvelaire CH 26	10 pz/astuccio