




**PRODOTTO**

**CATETERE FOLEY IN LATTICE RINFORZATO  
PUNTA DUFOUR**

<b>Materia prima:</b>	Realizzato in lattice di gomma naturale
<b>Punta:</b>	Curva, tipo Dufour, ben arrotondata, atraumatica per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
<b>Occhielli:</b>	Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
<b>Vie:</b>	2 o 3
<b>Lunghezza:</b>	410 mm
<b>Dimensioni:</b>	CH 18, 20, 22, 24
<b>Palloncino:</b>	60 ml Il processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.
<b>Asta del catetere:</b>	Impedisce le torsioni e minimizza le incrostazioni ed i traumi grazie alla presenza di silicone nella mescola.
<b>Imbuto:</b>	Assicura un affidabile gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino impedendo eventuali perdite.
<b>Imballo:</b>	Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero trasparente, dotato di pre-taglio per una facile apertura e chiuso in un blister termosaldato in carta medica e film.
<b>Sterilizzazione:</b>	effettuata a raggi Gamma secondo un ciclo convalidato in conformità alla norma EN 552
<b>Marchio registrato:</b>	Procare
<b>CND:</b>	U010202
<b>Numero di repertorio:</b>	185298/R

**DISEGNO TECNICO**

TIPO	PUNTA	CHARRIERE	PALLONCINO (ml)	LUNGHEZZA (cm)
2 VIE	DUFOUR 	18 - 20 - 22 - 24	60	41
3 VIE 	DUFOUR 	18 - 20 - 22 - 24	60	41

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY 2 VIE**

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
2411860	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Dufour CH 18	10 pz/astuccio
2412060	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Dufour CH 20	10 pz/astuccio
2412260	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Dufour CH 22	10 pz/astuccio
2412460	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Dufour CH 24	10 pz/astuccio
2412660	Catetere foley in lattice rinforzato, 2 vie, punta Dufour CH 26	10 pz/astuccio

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY 3 VIE**

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
3411860	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Dufour CH 18	10 pz/astuccio
3412060	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Dufour CH 20	10 pz/astuccio
3412260	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Dufour CH 22	10 pz/astuccio
3412460	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Dufour CH 24	10 pz/astuccio
3412660	Catetere foley in lattice rinforzato, 3 vie, punta Dufour CH 26	10 pz/astuccio