


**PRODOTTO**

**CATETERE A PALLONCINO IN LATTICE SILICONATO**

<b>Materia prima:</b>	Realizzato in lattice siliconato
<b>Punte:</b>	Tipo Nelaton, chiuse, ben arrotondate, resistenti alle piegature, assicurano un facile inserimento.
<b>Occhielli:</b>	Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
<b>Vie:</b>	2 o 3
<b>Lunghezza:</b>	Pediatrico: 280 mm Adulto: 400 mm
<b>Dimensioni:</b>	Pediatrico: CH 6, 8, 10 Adulto: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
<b>Palloncino:</b>	3 o 5 ml per le sonde pediatriche, 5/10 o 30 ml per le altre misure. Il nostro processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.
<b>Asta del catetere:</b>	Impedisce torsioni e minimizza le incrostazioni ed i traumi per la presenza di silicone nella mescola
<b>Imbuto:</b>	A valvola speciale per siringhe luer e luer lock, assicura un affidabile utilizzo del palloncino ed impedisce eventuali perdite.
<b>Valvola di gonfiaggio:</b>	MORBIDA
<b>Imballo:</b>	Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero interno e chiuso in un sacchetto con peel per facilitare un trasferimento asettico ed offre il più alto livello di sterilità.
<b>Sterilizzazione:</b>	effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>
<b>Tempo di permanenza:</b>	Il tempo massimo suggerito per la permanenza del dispositivo all'interno del corpo del paziente è di 7 giorni. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
<b>Marchio registrato:</b>	Securdrain
<b>CND:</b>	U010206
<b>Numero di repertorio:</b>	82390/R
<b>Certificato CE:</b>	G1 16 04 36310 033

**DISEGNO TECNICO**



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY PEDIATRICO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
11601362060	Catetere Foley pediatrico, 2 vie, 28 cm, pall 3 ml sterile, CH 6	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362080	Catetere Foley pediatrico, 2 vie, 28 cm, pall 5 ml sterile, CH 8	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362100	Catetere Foley pediatrico, 2 vie, 28 cm, pall 5 ml sterile, CH 10	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 2 VIE**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
11601362121	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 12	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362141	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 14	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362161	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 16	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362181	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 18	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362201	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 20	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362221	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 22	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362241	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 24	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601362261	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 26	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 3 VIE**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
11601363161	Catetere Foley, 3 vie, 40 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 16	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601363181	Catetere Foley, 3 vie, 40 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 18	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601363201	Catetere Foley, 3 vie, 40 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 20	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601363221	Catetere Foley, 3 vie, 40 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 22	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601363241	Catetere Foley, 3 vie, 40 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 24	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone
11601363261	Catetere Foley, 3 vie, 40 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 26	10 pz/astuccio - 200 pz/ cartone