

PRODOTTO

CATETERE A PALLONCINO IN LATTICE SILICONATO E PUNTA TIEMANN

| | |
|------------------------------|---|
| Materia prima: | Realizzato in lattice siliconato |
| Punte: | Tipo Tiemann, atraumatiche per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni. |
| Occhielli: | Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio. |
| Vie: | 2 o 3 |
| Lunghezza: | Adulto: 410 mm |
| Dimensioni: | Adulto: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Palloncino: | 5/15 o 30 ml per le altre misure. Il nostro processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento. |
| Asta del catetere: | Impedisce torsioni e minimizza le incrostazioni ed i traumi per la presenza di silicone nella mescola. |
| Imbuto: | A valvola speciale per siringhe luer e luer lock, assicura un affidabile utilizzo del palloncino ed impedisce eventuali perdite. |
| Imballo: | Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero interno e chiuso in un sacchetto con peel per facilitare un trasferimento asettico ed offre il più alto livello di sterilità. |
| Sterilizzazione: | effettuata con miscela ETO + CO ₂ |
| Tempo di permanenza: | Il tempo massimo suggerito per la permanenza del dispositivo all'interno del corpo del paziente è di 7 giorni. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. |
| Marchio registrato: | Securdrain Vià! |
| CND: | U010201 |
| Numero di repertorio: | 185805/R |

DISEGNO TECNICO

| TIPO | PUNTA | CHARRIERE | PALLONCINO (ml) | LUNGHEZZA (cm) |
|-------------|---|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 2 O TRE VIE | NELATON  | 06 -08 -10 | 1,5 / 5 | 30 |
| | | 12- 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 | 5/10 | 41 |
| | TIEMANN  | 12- 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 | 5/15 | 41 |

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 2 VIE

| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO |
|-------------|--|-----------------------------------|
| 11601342121 | Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 12 | 10 pz/astuccio 200 pz/ cartone |
| 11601342141 | Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 14 | 10 pz/astuccio 200 pz/ cartone |
| 11601342161 | Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 16 | 10 pz/astuccio 200 pz/ cartone |
| 11601342181 | Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 18 | 10 pz/astuccio 200 pz/ cartone |
| 11601342201 | Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 20 | 10 pz/astuccio 200 pz/ cartone |
| 11601342221 | Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 22 | 10 pz/astuccio 200 pz/ cartone |
| 11601342241 | Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -15 ml sterile, CH 24 | 10 pz/astuccio 200 pz/ cartone |