

PRODOTTO

CATETERE A PALLONCINO IN SILICONE PURO CON LINEA RADIOPACA E PUNTA COUVELAIRE

Materia prima:	Realizzato in silicone puro
Punta:	Curva, tipo Couvelaire, chiusa e ben arrotondata, atraumatica per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
Occhielli:	Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
Vie:	2 o 3
Lunghezza:	410 mm
Dimensioni:	CH 16, 18, 20, 22, 24
Palloncino:	30 ml Il nostro processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.
Asta del catetere:	Il silicone trasparente di qualità superiore consente di visualizzare il flusso di drenaggio e nel contempo di minimizzare le incrostazioni e i traumi uretrali. E' provvista di linea radiopaca realizzata su tutta la lunghezza per verificare l'esatta posizione del tubo.
Congiunzione a Y:	Spessa e rinforzata, impedisce contrazioni e torsioni.
Imbuto:	Trasparente, consente l'esame visivo dello scarico offrendo un collegamento sicuro alla sacca di drenaggio.
Valvola di gonfiaggio:	Realizzata in plastica dura di alta qualità, viene fissata tramite un anello di bloccaggio che assicura un affidabile gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino ed impedisce eventuali perdite.
Imballo:	Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero interno e chiuso in un sacchetto con peel per facilitare un trasferimento asettico ed offre il più alto livello di sterilità.
Sterilizzazione:	effettuata con miscela ETO + CO ₂
Marchio registrato:	Securdrain Vià!
CND:	U0110201
Numero di repertorio:	82280/R

DISEGNO TECNICO

TIPO	PUNTA	MISURE	PALLONCINO (ML)	LUNGHEZZA (CM)
2 VIE 	COUVELAIRE 	16 - 18 - 20 - 22 -24	30	41
3 VIE 	COUVELAIRE 	16 - 18 - 20 - 22 -24	30	41



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 2 VIE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11501352161	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 16	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501352181	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 18	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501352201	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 20	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501352221	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 22	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501352241	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 24	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 3 VIE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11501353161	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 16	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501353181	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 18	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501353201	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 20	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501353221	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 22	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501353241	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 24	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone