


















PRODOTTO


CATETERE NELATON PVC MASCHILE E FEMMINILE

- Materia prima:** Realizzato in PVC medicale termosensibile che si ammorbidisce con la temperatura corporea.
DEHP FREE
- Superficie:** Trasparente che assicura piena visibilità durante il drenaggio
- Punte:** Chiuse, ben arrotondate, atraumatiche per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
- Fori laterali:** Disegnati attentamente per aumentare il drenaggio urinario
- Lunghezza:** Nelaton maschile: 40 cm
 Nelaton femminile: 18 cm
- Dimensioni:** Nelaton maschile: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
 Nelaton femminile: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Connettori:** Colorati secondo standard internazionali

Nelaton										
		2.0 mm	2.5 mm	3.3 mm	4.0 mm	4.6 mm	5.3 mm	6.0 mm	6.6 mm	7.3 mm
		Charrière								
		06	08	10	12	14	16	18	20	22
Nelaton donna										
		2.5 mm	3.3 mm	4.0 mm	4.6 mm	5.3 mm	6.0 mm			
		Charrière								
			08	10	12	14	16	18		

- Sterilizzazione:** effettuata con miscela ETO + CO₂
- Marchio registrato:** Securdrain Vià!
- CND:** U01010502
Numero di repertorio: 66507/R
- Codice ISO:** 09.24.06.006
- Certificato CE:** G2 15 09 36310 032

DISEGNO TECNICO



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO NELATON UOMO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11201100101	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 6	100 pz/astuccio 1000 pz/ cartone
11201100102	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 8	100 pz/astuccio 1000 pz/ cartone
11201100103	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 10	100 pz/astuccio 800 pz/ cartone
11201100104	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 12	100 pz/astuccio 800 pz/ cartone
11201100105	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 14	100 pz/astuccio 800 pz/ cartone
11201100106	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 16	100 pz/astuccio 1000 pz/ cartone
11201100107	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 18	100 pz/astuccio 1000 pz/ cartone
11201100108	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 20	100 pz/astuccio 1000 pz/ cartone
11201100109	Catetere Nelaton uomo in PVC, 40 cm, sterile, CH 22	100 pz/astuccio 1000 pz/ cartone

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO NELATON DONNA

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11201100200	Catetere Nelaton donna in PVC, 18 cm, sterile, CH 6	100 pz/astuccio 2000 pz/ cartone
11201100201	Catetere Nelaton donna in PVC, 40 cm, sterile, CH 8	100 pz/astuccio 1000 pz/ cartone
11201100202	Catetere Nelaton donna in PVC, 40 cm, sterile, CH 10	100 pz/astuccio 1600 pz/ cartone
11201100203	Catetere Nelaton donna in PVC, 40 cm, sterile, CH 12	100 pz/astuccio 1600 pz/ cartone
11201100204	Catetere Nelaton donna in PVC, 40 cm, sterile, CH 14	100 pz/astuccio 1600 pz/ cartone
11201100205	Catetere Nelaton donna in PVC, 40 cm, sterile, CH 16	100 pz/astuccio 2000 pz/ cartone
11201100206	Catetere Nelaton donna in PVC, 40 cm, sterile, CH 18	100 pz/astuccio 2000 pz/ cartone