


PRODOTTO

**DRENAGGIO CAPILLARE A SEZIONE PIATTA
TIPO PENROSE**

Materia prima:	realizzato interamente in silicone.
Durezza materiale:	shore 35 A
Superficie:	corrugata internamente per favorire l'azione di drenaggio capillare.
Spessore:	0,5 mm
Misura/Diametro:	6 mm (O.D. 12 mm) 8 mm (O.D. 12 mm) 10 mm (O.D. 15 mm) 12 mm (O.D. 18 mm)
Lunghezza drenaggio:	50 cm
Linea radio – opaca:	presente su tutta la lunghezza.
Confezionamento:	bustina protettiva contenuta in blister singolo.
Sterilizzazione:	Effettuata con miscela di ETO + CO2
Marchio commerciale:	Sildrain by Securmed
CND:	A0601010403
Numero di repertorio:	1519917/R
Immagine del dispositivo:	



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
123030110506	Drenaggio piatto a sezione capillare, 50 cm, mm 6, sterile	180 pz/cartone
123030110508	Drenaggio piatto a sezione capillare, 50 cm, mm 8, sterile	180 pz/cartone
123030110510	Drenaggio piatto a sezione capillare, 50 cm, mm 10, sterile	180 pz/cartone
123030110512	Drenaggio piatto a sezione capillare, 50 cm, mm 12, sterile	180 pz/cartone