


PRODOTTO

**DRENAGGIO IN SILICONE A SEZIONE PIATTA
TIPO JACKSON PRATT**


Materia prima:	realizzato interamente in silicone.
Superficie:	la sezione piatta del drenaggio non aderisce ai tessuti e non altera i processi fisiologici di cicatrizzazione e coagulazione. La speciale configurazione interna evita il rischio di collabimento delle pareti del drenaggio riduce i rischi di ostruzione.
Misure:	3*7 mm – 4*10 mm
Lunghezza totale:	110 cm.
Lunghezza drenaggio:	20 cm (A+B)
Superficie perforata:	15 cm (A) = perforatura 3/4 20 cm (A+B) = perforatura 4/4
Fori:	un elevato numero di fori assicura un'adeguata capacità drenante
Linea radio – opaca:	presente su tutta la parte piatta drenante.
Confezionamento:	bustina protettiva contenuta in blister singolo.
Sterilizzazione:	Effettuata con miscela di ETO + CO2
Marchio commerciale:	Sildrain by Securmed
CND:	A0601010403
Numero di repertorio:	1345228/R

Immagine del dispositivo:

PARTE PIATTA CON COLORAZIONE BIANCA (SILICONE RADIO-OPACO)



PARTE PIATTA TRASPARENTE (CON LINEA RADIO-OPACA)



0123



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
123030105C01	Drenaggio a sezione piatta tipo Jackson Pratt, 3*7 mm, perforazione 15 cm, sterile. Sezione piatta in silicone radio-opaco di colorazione bianca	100 pz/cartone
123030105C02	Drenaggio a sezione piatta tipo Jackson Pratt, 3*7 mm, perforazione 20 cm, sterile. Sezione piatta in silicone radio-opaco di colorazione bianca	100 pz/cartone
123030105C11	Drenaggio a sezione piatta tipo Jackson Pratt, 4*10 mm, perforazione 15 cm, sterile. Sezione piatta in silicone radio-opaco di colorazione bianca	100 pz/cartone
123030105C12	Drenaggio a sezione piatta tipo Jackson Pratt, 4*10 mm, perforazione 20 cm, sterile. Sezione piatta in silicone radio-opaco di colorazione bianca	100 pz/cartone
123030105D01	Drenaggio a sezione piatta tipo Jackson Pratt, 3*7 mm, perforazione 15 cm, sterile. Sezione piatta trasparente con linea radio-opaca	100 pz/cartone
123030105D02	Drenaggio a sezione piatta tipo Jackson Pratt, 3*7 mm, perforazione 20 cm, sterile. Sezione piatta trasparente con linea radio-opaca	100 pz/cartone
123030105D11	Drenaggio a sezione piatta tipo Jackson Pratt, 4*10 mm, perforazione 15 cm, sterile. Sezione piatta trasparente con linea radio-opaca	100 pz/cartone
123030105D12	Drenaggio a sezione piatta tipo Jackson Pratt, 4*10 mm, perforazione 20 cm, sterile. Sezione piatta trasparente con linea radio-opaca	100 pz/cartone