

PRODOTTO DRENAGGIO PIATTO CON SCANALATURE LONGITUDINALI

| | |
|------------------------------|--|
| Materia prima: | realizzato interamente in silicone |
| Superficie: | Speciale configurazione interna che evita il rischio di collabimento del drenaggio e riduce rischi di ostruzione. Linea radio-opaca su tutta la lunghezza del drenaggio |
| Scanalature: | Presenta scanalature su tutta la lunghezza della superficie impiantabile, in alternativa alla tradizionale perforazione. Queste scanalature consentono un miglior drenaggio in ogni punto del segmento impiantato. Il particolare disegno garantisce una maggiore resistenza all'ingincchiamento/collabimento e rende meno traumatica l'estrazione del drenaggio. Grazie alla migliore capacità di flusso, questo speciale drenaggio aiuta a prevenire l'occlusione ottimizzando il drenaggio della ferita. |
| Lunghezza Drenaggio : | 120 cm |
| Misura/Diametro : | 8 mm. / 11 mm. |
| Sterilizzazione: | effettuata con miscela di ETO + CO2 |
| Marchio commerciale: | SilDrain by Securmed SpA |
| CND: | A0601010402 |
| Repertorio: | 1228251 / 1228501 |

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO |
|---------------|---|------------------------|
| 123031005008 | Drenaggio in Silicone Piatto con scanalature longitudinali, 120 cm, mm. 08 Sterile (EX CODICE 123011005008) | 100 pz / Cartone |
| 123031005011 | Drenaggio in Silicone Piatto con scanalature longitudinali, 120 cm, mm. 11 Sterile (EX CODICE 123011005011) | 100 pz / Cartone |

DISEGNO TECNICO

