

**PRODOTTO DRENAGGIO TONDO CON SCANALATURE LONGITUDINALI**

- Materia prima:** realizzato interamente in silicone
- Superficie:** Speciale configurazione interna che evita il rischio di collabimento del drenaggio e riduce rischi di ostruzione.  
 Linea radio-opaca su tutta la lunghezza del drenaggio
- Scanalature:** Presenta scanalature su tutta la lunghezza della superficie impiantabile, in alternativa alla tradizionale perforazione. Queste scanalature consentono un miglior drenaggio in ogni punto del segmento impiantato.  
 Il particolare disegno garantisce una maggiore resistenza all'ingincchiamento/collabimento e rende meno traumatica l'estrazione del drenaggio. Grazie alla migliore capacità di flusso attraverso i quattro canali a libero scorrimento, questo speciale drenaggio aiuta a prevenire l'occlusione ottimizzando il drenaggio della ferita.
- Lunghezza Drenaggio :** 120 cm
- Misura/Diametro :** CH 10 / CH 15 / CH 19 / CH 24
- Sterilizzazione:** effettuata con miscela di ETO + CO2
- Marchio commerciale:** SilDrain by Securmed SpA
- CND:** A0601010402
- Repertorio:** 1048328/R

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
123030103010	Drenaggio in Silicone Tondo con scanalature longitudinali, 120 cm, misura CH 10. Sterile	100 pz / Cartone
123030103015	Drenaggio in Silicone Tondo con scanalature longitudinali, 120 cm, misura CH 15. Sterile	100 pz / Cartone
123030103019	Drenaggio in Silicone Tondo con scanalature longitudinali, 120 cm, misura CH 19. Sterile	100 pz / Cartone
123030103024	Drenaggio in Silicone Tondo con scanalature longitudinali, 120 cm, misura CH 24. Sterile	100 pz / Cartone

**DISEGNO TECNICO**

