

PRODOTTO DRENAGGIO T – KEHR IN SILICONE

Materia prima:	realizzato interamente in silicone
Superficie:	Trasparente, dotato di linea radiopaca sia sul tratto verticale che su quello trasversale. Parte trasversale forata.
Lunghezza Drenaggio :	50 cm
Lunghezza Trasversale :	18 cm
Misura/Diametro :	CH 09 / CH 10 / CH 12 / CH 14 / CH 15 / CH 16 / CH 18 / CH 20 / CH 21 / CH 22 / CH 24
Sterilizzazione:	effettuata con miscela di ETO + CO2
Marchio commerciale:	SilDrain by Securmed SpA
CND:	A0601010402
Numero di Repertorio:	1048366/R

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
123030112303	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 9	180 pz / Cartone
123030112304	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 10	180 pz / Cartone
123030112305	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 12	180 pz / Cartone
123030112306	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 14	180 pz / Cartone
123030112307	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 15	180 pz / Cartone
123030112308	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 16	180 pz / Cartone
123030112310	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 18	180 pz / Cartone
123030112312	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 20	180 pz / Cartone
123030112313	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 21	180 pz / Cartone
123030112314	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 22	180 pz / Cartone
123030112316	Drenaggio T – Kehr in silicone 18*50 cm – CH 24	180 pz / Cartone

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

