


**PRODOTTO**

**DRENAGGIO PERFORATO IN SILICONE A SEZIONE TONDA TIPO REDON**

<b>Materia prima:</b>	realizzato interamente in silicone
<b>Superficie:</b>	Speciale configurazione interna che evita il rischio di collabimento del drenaggio e riduce rischi di ostruzione.
<b>Lunghezza Drenaggio :</b>	50 cm
<b>Lunghezza Superficie Perforata :</b>	11 cm
<b>Perforazione:</b>	5 fori concentrici
<b>Misura/Diametro :</b>	CH 09 / CH 12 / CH 14 / CH 16 / CH 18 / CH 20 / CH 22 / CH 24 / CH 26 / CH 28/ CH 30 / CH 33
<b>Sterilizzazione:</b>	effettuata con miscela di ETO + CO2
<b>Marchio commerciale:</b>	SilDrain by Securmed SpA
<b>CND:</b>	A0601010402
<b>Numero di Repertorio:</b>	1121575/R
<b>Immagine del dispositivo:</b>	



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
123030101009	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 9	100 pz / Cartone
123030101012	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 12	100 pz / Cartone
123030101014	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 14	100 pz / Cartone
123030101016	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 16	100 pz / Cartone
123030101018	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 18	100 pz / Cartone
123030101020	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 20	100 pz / Cartone
123030101024	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 24	100 pz / Cartone
123030101026	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 26	100 pz / Cartone
123030101028	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 28	100 pz / Cartone
123030101030	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 30	100 pz / Cartone
123030101033	Drenaggio perforato a sezione tonda tipo Redon, 5 occhielli, 50 cm, CH 33	100 pz / Cartone