

**PRODOTTO**

**DRENAGGIO TONDO PERFORATO IN SILICONE CON E SENZA TROCAR**

|   |  |
|---|--|
| <b>Materia prima:</b>                   | realizzato interamente in silicone   |
| <b>Superficie:</b>                      | Speciale configurazione interna che evita il rischio di collabimento del drenaggio e riduce rischi di ostruzione.<br>Linea radio-opaca su tutta la lunghezza del drenaggio |
| <b>Lunghezza Drenaggio :</b>            | Disponibile da 50 cm. e da 100 cm  |
| <b>Lunghezza Superficie Perforata :</b> | 20 cm  |
| <b>Perforazione:</b>                    | misura CH 07: 13 fori concentrici<br>misura CH 10: 14 fori concentrici<br>misure da CH 12 a 24: 52 fori concentrici  |
| <b>Misura/Diametro :</b>                | CH 07 / CH 10 / CH 12 / 15 / 19  |
| <b>Sterilizzazione:</b>                 | effettuata con miscela di ETO + CO2  |
| <b>Marchio commerciale:</b>             | SilDrain by Securmed SpA   |
| <b>CND:</b>                             | A0601010402  |
| <b>Repertorio:</b>                      | 1344826  |

**Immagine del dispositivo:**



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

| <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>CONFEZIONAMENTO</b> |
|---------------|--|------------------------|
| 123030101307  | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 07. Sterile                      | 100 pz / Cartone       |
| 123030101310  | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 10. Sterile                      | 100 pz / Cartone       |
| 123030101312  | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 12. Sterile                      | 100 pz / Cartone       |
| 123030101315  | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 15. Sterile                      | 100 pz / Cartone       |
| 123030101319  | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 19. Sterile                      | 100 pz / Cartone       |
|               |  |                        |
| 123030101307T | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 07. Dotato di AGO Trocar Sterile | 100 pz / Cartone       |
| 123030101310T | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 10. Dotato di AGO Trocar Sterile | 100 pz / Cartone       |
| 123030101312T | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 12. Dotato di AGO Trocar Sterile | 100 pz / Cartone       |
| 123030101315T | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 15. Dotato di AGO Trocar Sterile | 100 pz / Cartone       |
| 123030101319T | Drenaggio in Silicone Tondo Perforato 100 cm, perforazione 20 cm, misura CH 19. Dotato di AGO Trocar Sterile | 100 pz / Cartone       |

**DISEGNO TECNICO**

