

PRODOTTO


**MASCHERA CON NEBULIZZATORE PER
AEROSOLTERAPIA**

CARATTERISTICHE

- **MATERIALE:** maschera realizzata in PVC **DEHP FREE**
 - **MODELLI:** per adulti , pediatrico e neonatale
tutti con nebulizzatore da 6 ml
 - **FORMA:** standard o allungata
 - **COLORE:** verde chiaro trasparente
 - **TUBO DI COLLEGAMENTO:** antisciacchiamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
 - **NEBULIZZATORE:** 60 ml
Oltre il 50% delle particelle erogate supera i 5 um
 - **FLUSSO DI OSSIGENO:** tra 5L /min e 8L /min
 - **CONFEZIONAMENTO:** in busta singola in PE con apertura facilitata "TEAR", con istruzioni per l'uso
 - **STERILIZZAZIONE:** non sterile
 - **MARCHIO COMMERCIALE:** Securflow Vià!
 - **Codice CND** R03010301
- Numero di repertorio** 267775

CERTIFICATO CE N° G2 17 05 36310 035 scadenza_10/10/2020

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO



Nr	Componente	Materiale
1	Maschera	PVC DEHP FREE
2	Connettore della maschera	PS
3	Coperchio del nebulizzatore	PP
4	Nebulizzatore	PS
5	Tappo del nebulizzatore	PS
6	Connettore del tubo	PVC DEHP FREE
7	Tubo	PVC DEHP FREE
8	Elastico di fissaggio alla nuca	Seta e Poliestere
9	Clip nasale	Alluminio

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
12214020101	Non Sterile, Maschera per aerosolterapia, pediatrica, modello con forma allungata, lunghezza tubo di raccordo 210 cm.	100 pz / cartone
12214020102	Non Sterile, Maschera per aerosolterapia, adulto, modello con forma allungata, lunghezza tubo di raccordo 210 cm.	100 pz / cartone
1221402010N	Non Sterile, Maschera per aerosolterapia, neonatale, modello con forma allungata, lunghezza tubo di raccordo 210 cm.	100 pz / cartone