

PRODOTTO

**MASCHERA PER OSSIGENO TERAPIA CON VALVOLA ANTIRIFLUSSO E SACCA**

**CARATTERISTICHE**

- **MATERIALE:** maschera realizzata in PVC DEHP FREE
- **MODELLI:** per adulti o per uso pediatrico
- **COLORE:** verde chiaro
- **TUBO DI COLLEGAMENTO:** antischiacciamento, lunghezza 210 cm
- **CONFEZIONAMENTO:** busta singola in PE con apertura facilitata TEAR con istruzioni d'uso
- **STERILIZZAZIONE:** non sterile
- **MARCHIO COMMERCIALE:** Securflow Vià!
- **CND:** R03010201
- **NUMERO DI REPERTORIO:** 267799/R

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CONFEZIONAMENTO</i>
<b>11914020311</b>	Non Sterile, Maschera per ossigenoterapia, uso pediatrico, lunghezza tubo di raccordo 210 cm, con valvola e sacca	100 pz / cartone
<b>11914020313</b>	Non Sterile, Maschera per ossigenoterapia, per adulti, lunghezza tubo di raccordo 210 cm, con valvola e sacca	100 pz / cartone

- **IMMAGINE DEL DISPOSITIVO:**

