

PRODOTTO

**MASCHERA PER OSSIGENO TERAPIA A  
CONCENTRAZIONE VARIABILE (MULTI-VENT)**

**CARATTERISTICHE**

- **MATERIALE:** maschera realizzata in PVC **DEHP FREE**
- **MODELLI:** per adulti o per uso pediatrico
- **FORMA:** standard o allungata
- **COLORE:** verde chiaro trasparente
- **TUBO DI COLLEGAMENTO:** antischiumamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm
- **COMPONENTI:** raccordo regolabile per l'erogazione del flusso desiderato
- **CONFEZIONAMENTO:** busta singola in PE con apertura facilitata , con istruzioni d'uso
- **STERILIZZAZIONE:** non sterile
- **MARCHIO COMMERCIALE:** Securflow Vià!

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CONFEZIONAMENTO</i>
<b>11914020306</b>	Non Sterile, Maschera per ossigenoterapia tipo Multi-Vent, pediatrica, modello con forma allungata, lunghezza tubo di raccordo 210 cm.	100 pz / cartone
<b>11914020308</b>	Non Sterile, Maschera per ossigenoterapia tipo Multi-Vent, adulto, modello con forma allungata, lunghezza tubo di raccordo 210 cm.	100 pz / cartone

