

PRODOTTO

**MASCHERA PER OSSIGENO TERAPIA A  
CONCENTRAZIONE VARIABILE (VENTURI)**

**CARATTERISTICHE**

- **MATERIALE:** maschera realizzata in PVC **DEHP FREE**
- **MODELLI:** per adulti o per uso pediatrico
- **FORMA:** standard o allungata
- **COLORE:** verde chiaro trasparente
- **TUBO DI COLLEGAMENTO:** antisciacchiamento con scanalature interne, lunghezza 210 cm  
Comprensiva di tubo corrugato da 16 cm
- **RACCORDI:** 7 adattatori per la variazione della concentrazione di ossigeno.  
Ogni colore corrisponde alla percentuale di ossigeno erogabile :  
Blu 24%  
Giallo 28%  
Bianco 31%  
Verde 35%  
Rosa 40%  
Arancione 50%  
Rosso 60%
- **CONFEZIONAMENTO:** busta singola in PE con apertura facilitata , con istruzioni d'uso
- **STERILIZZAZIONE:** non sterile
- **MARCHIO COMMERCIALE:** Securflow Vià!

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
<b>11914020326</b>	Non Sterile, Maschera per ossigenoterapia tipo Venturi, pediatrica, modello con forma allungata, lunghezza tubo di raccordo 210 cm.	100 pz / cartone
<b>11914020328</b>	Non Sterile, Maschera per ossigenoterapia tipo Venturi, adulto, modello con forma allungata, lunghezza tubo di raccordo 210 cm.	100 pz / cartone

