


**PRODOTTO**

**PROLUNGA PER ASPIRAZIONE - BOBINA A BOLLE**

<b>Materia prima:</b>	realizzata in PVC Medica DEHP FREE, LATEX FREE
	 SENZA LATTICE LATEX FREE SANS LATEX ISENTI DE LATEX
<b>Caratteristiche del tubo:</b>	flessibile e antischiacciamento
<b>Lunghezza del tubo:</b>	in bobina - 50 m. A richiesta, sono disponibili diverse lunghezze personalizzabili
<b>Diametro del tubo:</b>	Diametro interno 7 mm – Diametro esterno 10 mm A richiesta, sono disponibili diversi diametri personalizzabili
<b>Raccordi:</b>	il tubo è provvisto di rigonfiamenti (bolle) di 11 mm disposti ogni 100 cm per la realizzazione di spezzoni di tubo
<b>Destinazione d'uso:</b>	aspirazione chirurgica Utilizzato per il collegamento di sondini aspirazione, cannule yankauer e di drenaggio ai sistemi di aspirazione
<b>Confezionamento:</b>	confezione monouso in PE, non sterile
<b>Sterilizzazione:</b>	se richiesta, effettuata con miscela di ETO + CO2
<b>Marchio commerciale:</b>	Securflow Vià!
<b>CND:</b>	A060102
<b>Numero di repertorio:</b>	1478236

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
123010990C53	Bobina di tubo aspirazione Securflow Vià! 7*10 mm, 50 m, rigonfiamenti di 11 mm ogni 100 cm	3 Rotoli/Cartone
123010990C52	Bobina di tubo aspirazione Securflow Vià! 5*7,5 mm, 50 m, rigonfiamenti di 11 mm ogni 100 cm	3 Rotoli/Cartone
123010990B51	Bobina di tubo aspirazione Securflow Vià! 6*9 mm, 30 m, rigonfiamenti di 11 mm ogni 100 cm	3 Rotoli/Cartone
123010990B52	Bobina di tubo aspirazione Securflow Vià! 5*7,5 mm, 30 m, rigonfiamenti di 11 mm ogni 100 cm	3 Rotoli/Cartone

**IMMAGINE**

