


PRODOTTO PROLUNGA PER ASPIRAZIONE

Materia prima:	realizzata in PVC Medica DEHP FREE, LATEX FREE
	 SENZA LATTICE LATEX FREE SANS LATEX ISENTI DE LATEX DEHP FREE
Caratteristiche del tubo:	flessibile e antischiacciamento
Lunghezza del tubo:	210 cm. / 300 cm. / 500 cm. / 700 cm. Altre lunghezze sono disponibili secondo le esigenze
Diametro del tubo:	Diametro interno 6 mm – Diametro esterno 9 mm Diametro interno 7 mm – Diametro esterno 10 mm
Raccordi:	provista di raccordi femmina/femmina & femmina/maschio
Destinazione d'uso:	aspirazione chirurgica
Confezionamento:	Doppia, Busta + PE
Sterilizzazione:	Effettuata con miscela di ETO + CO ₂
Marchio commerciale:	Securflow Vià!
CND:	A060102
Numero di repertorio:	773686/R

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
126140106001.	Prolunga per tubo aspirazione Securflow Vià! 6*9 mm. 210 cm raccordo FF, sterile	50 pz/Cartone Dimensioni cartone: 0.38*0.30*0.25
126140104001.	Prolunga per tubo aspirazione Securflow Vià! 6*9 mm. 300 cm raccordo FF, sterile	50 pz/Cartone Dimensioni cartone: 0.38*0.30*0.25
126140104055.	Prolunga per tubo aspirazione Securflow Vià! 6*9 mm, 500 cm, raccordo F/F sterile	50 pz/Cartone Dimensioni cartone: 0.38*0.30*0.25
126140104002.	Prolunga per tubo aspirazione Securflow Vià! 7*10 mm. 300 cm, raccordo FF, sterile	50 pz/Cartone Dimensioni cartone: 0.38*0.30*0.25
126140104070	Prolunga per tubo aspirazione Securflow Vià! 7*10 mm, 700 cm, raccordo FF, sterile	50 pz/Cartone Dimensioni cartone: 0.38*0.30*0.25