

PRODOTTO


SACCA RACCOLTA URINE DA GAMBA

Corpo della sacca:	realizzato in PVC atossico, morbido e resistente.
Colore della sacca:	trasparente
Tubo della sacca:	a sezione larga, realizzato in PVC atossico e trasparente; l'alta qualità del granulo di PVC utilizzato conferisce un elevato effetto "memoria" resistente alle piegature.
Lunghezza del tubo:	a richiesta (tra 10 e 50 cm)
Raccordo:	Universale, bianco, in PVC atossico.
Valvola antireflusso:	stretta, per impedire il reflusso dell'urina e dei gas.
Rubinetto:	modello tipo "tira - spingi" che consente un rapido svuotamento del liquido
Saldatura:	doppia, di ottima tenuta.
Occhielli:	rinforzati per consentono l'utilizzo di vari sistemi di fissaggio assicurando la massima naturalezza nei movimenti
Graduazione:	Ogni 50 ml
Capacità della sacca:	500 ml o 750 ml
Lacci:	su richiesta. Disponibili in Lycra con bottone, o con chiusura in velcro.
Sterilizzazione:	su richiesta, effettuata con miscela di ETO + CO2
Codice CND:	A06030301
Numero di repertorio:	82505/R
Marchio commerciale:	Securdrain Vià!

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
001019133100	Sacca non sterile, 750 ml, tubo 10 cm, con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	250 pz/cartone. Dimensioni cartone: 0.39*0.29*0.21 cm
001019133350	Sacca non sterile, 750 ml, tubo 35 cm, con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	100 pz/cartone. Dimensioni cartone: 0.39*0.29*0.21 cm
001014133100	Sacca non sterile, 750 ml, tubo 10 cm, con valvola antireflusso e rubinetto di scarico, conf. 30 pz. con doppia fustella	480 pz/cartone. Dimensioni cartone: 0.39*0.29*0.39 cm
001014133350	Sacca non sterile, 750 ml, tubo 35 cm, con valvola antireflusso e rubinetto di scarico, conf. 30 pz. con doppia fustella	360 pz/cartone. Dimensioni cartone: 0.39*0.29*0.39 cm

DISEGNO TECNICO



CE
0123

