

**PRODOTTO**

**SACCA RACCOLTA URINA PEDIATRICA**

<b>Corpo della sacca:</b>	realizzato in polietilene, atossico, ipoallergenico, morbido e resistente. Priva di lattice e ftalati
<b>Colore della sacca:</b>	trasparente
<b>Orifizio d'entrata:</b>	sagomato anatomicamente e ricoperto di materiale adesivo ipoallergenico. La particolare conformazione assicura il corretto posizionamento evitando perdite di urina o contaminazione. Idonea al campionamento di urina in pazienti di sesso maschile.
<b>Saldatura:</b>	di ottima tenuta.
<b>Capacità della sacca:</b>	200 ml
<b>Sterilizzazione:</b>	Effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>
<b>Marchio registrato:</b>	Securdrain
<b>Codice CND:</b>	A06030301
<b>Numero di repertorio:</b>	108397/R

**DISEGNO**

**MASCHIO**



**FEMMINA**



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
101011512002	Sterile, versione femminile, 200 ml	500 pz/cartone Dimensioni cartone: 0.39*0.29*0.18
101011512001	Sterile, versione maschile, 200 ml	500 pz/cartone Dimensioni cartone: 0.39*0.29*0.18