

**PRODOTTO** **SACCA RACCOLTA URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO E RUBINETTO DI SCARICO**

<b>Corpo della sacca:</b>	realizzato in PVC atossico, morbido e resistente. <b>DEHP FREE.</b>
<b>Colore della sacca:</b>	trasparente
<b>Tubo della sacca:</b>	realizzato in PVC DEHP FREE atossico e resistente. L'alta qualità del granulo impiegato conferisce un elevato effetto "memoria" che lo rende resistente alle piegature. La lunghezza del tubo può essere adattata alle esigenze del cliente (tra 90 cm e 150 cm).
<b>Raccordo:</b>	universale, bianco, in PVC atossico.
<b>Valvola antireflusso:</b>	impedisce il reflusso di urina e gas.
<b>Rubinetto di svuotamento:</b>	Lo svuotamento della sacca avviene tramite il rubinetto del tipo "tira/spingi" che consente un rapido e facile svuotamento del liquido.
<b>Saldatura:</b>	doppia, di ottima tenuta.
<b>Occhielli:</b>	4, rinforzati che consentono un sostegno sicuro tramite il sistema di fissaggio al letto e assicurano la massima sicurezza nell'utilizzo e nella movimentazione della sacca.
<b>Serigrafia:</b>	Asimmetrica per consentire una corretta lettura del liquido contenuto.
<b>Capacità della sacca:</b>	2000 ML
<b>Sterilizzazione:</b>	Su richiesta, effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>
<b>Marchio registrato:</b>	Securdrain
<b>Codice CND:</b>	A06030301
<b>Numero di repertorio:</b>	82404/R (per le sacche sterili) – 82505/R (per le sacche non sterili)

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
001019037900	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 90 cm, con valvola e rubinetto di scarico	250 pz/cartone
001019037C30	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 130 cm, con valvola e rubinetto di scarico	200 pz/cartone
001013037900	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 90 cm, con valvola e rubinetto di scarico. Confezione da 10 pezzi.	10 pz/confezione 25 confezioni/cartone (250 pz)
001013037C30	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 130 cm, con valvola e rubinetto di scarico. Confezione da 10 pezzi.	10 pz/confezione 20 confezioni/cartone (200 pz)
001014037900	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 90 cm, con valvola e rubinetto di scarico. Confezione da 30 pezzi.	30 pz/confezione 7 confezioni/cartone (210 pz)
001014037C30	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 130 cm, con valvola e rubinetto di scarico. Confezione da 30 pezzi.	30 pz/confezione 5 confezioni/cartone (150 pz)

**SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO**

001011037900	Sacca sterile, 2 lt, tubo 90 cm, con valvola e rubinetto di scarico	100 pz/cartone
001011037C30	Sacca sterile, 2 lt, tubo 130 cm, con valvola e rubinetto di scarico	100 pz/cartone

**DISEGNO TECNICO**

