

PRODOTTO

**SACCA RACCOLTA URINE SM4 L STERILE
A CIRCUITO CHIUSO**

Corpo della sacca:	realizzato in PVC atossico, morbido e resistente.
Colore della sacca:	bianco opaco e trasparente
Tubo della sacca:	a sezione larga, realizzato in PVC atossico e trasparente; l'alta qualità del granulo di PVC utilizzato conferisce un elevato effetto "memoria" resistente alle piegature. Il diametro esterno misura 9,5 mm. La lunghezza del tubo può essere adattata alle esigenze del cliente (da 90 a 150 cm)
Raccordo:	Universale, bianco, in materiale atossico (ABS); provvisto di punto prelievo.
Punto prelievo:	Assenza di lattice garantita; consente di effettuare prelievi di campioni di urina. A richiesta punto prelievo "senz'ago", che garantisce una funzionalità ottimale per 10 prelievi.
Valvola antireflusso:	stretta, per impedire il riflusso dell'urina e dei gas.
Rubinetto e svuotamento:	modello a "T" del tipo "flusso libero", che garantisce uno svuotamento rapido e facilitato impedendo la formazione di ostruzioni, in fase di espulsione, a livello del rubinetto.
Tempo di utilizzo:	5 giorni. Il rubinetto a T garantisce l'igiene e l'utilizzo fino a 8 -10 giorni (se abbinato alla sacca ausiliaria di svuotamento "Vià").
Saldatura:	doppia, di ottima tenuta.
Occhielli:	4, rinforzati per permettere, attraverso un dispositivo di sostegno adeguato, una sospensione sicura e stabile, l'aggancio al letto e comode manipolazioni della sacca.
Graduazione:	Asimmetrica, per consentire una corretta lettura del liquido.
Capacità della sacca:	2000 ml
Sterilizzazione:	effettuata con miscela di ETO + CO2
Codice CND:	A06030301
Numero di repertorio:	82404/R
Marchio commerciale:	SM4L

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
001011067901	Sacca SM4 L a circuito chiuso, 2 lt, tubo 90 cm con valvola antireflusso e punto prelievo con ago, rubinetto di scarico a T con alloggiamento. Confezione Singola, Sterile	100 pz/cartone Dimensioni cartone: 0.39*0.59*0.25
001011067C21	Sacca SM4 L a circuito chiuso, 2 lt, tubo 120 cm con valvola antireflusso e punto prelievo con ago, rubinetto di scarico a T con alloggiamento. Confezione Singola, Sterile	100 pz/cartone Dimensioni cartone: 0.39*0.59*0.25
001011067C31	Sacca SM4 L a circuito chiuso, 2 lt, tubo 130 cm con valvola antireflusso e punto prelievo con ago, rubinetto di scarico a T con alloggiamento. Confezione Singola, Sterile	100 pz/cartone Dimensioni cartone: 0.39*0.59*0.25

DISEGNO TECNICO

