

**PRODOTTO**

**SACCA RACCOLTA URINA STANDARD**

<b>Corpo della sacca:</b>	realizzato in PVC atossico, morbido e resistente. <b>DEHP FREE.</b>
<b>Colore della sacca:</b>	trasparente
<b>Tubo della sacca:</b>	realizzato in PVC DEHP FREE atossico e resistente. L'alta qualità del granulo impiegato conferisce un elevato effetto "memoria" che lo rende resistente alle piegature. La lunghezza del tubo può essere adattata alle esigenze del cliente (tra 90 cm e 150 cm).
<b>Raccordo:</b>	universale, bianco, in PVC atossico.
<b>Saldatura:</b>	doppia, di ottima tenuta.
<b>Occhielli:</b>	4, rinforzati che consentono un sostegno sicuro tramite il sistema di fissaggio al letto e assicurano la massima sicurezza nell'utilizzo e nella movimentazione della sacca.
<b>Serigrafia:</b>	Asimmetrica per consentire una corretta lettura del liquido contenuto.
<b>Capacità della sacca:</b>	2000 ML
<b>Sterilizzazione:</b>	Su richiesta, effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>
<b>Marchio registrato:</b>	Securdrain
<b>Codice CND:</b>	A06030301
<b>Numero di repertorio:</b>	82505

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
001019017900	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 90 cm, STANDARD, sfuso non sterile	250 pz/cartone
001019017C30	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 130 cm, STANDARD, sfuso non sterile	200 pz/cartone
001014017900	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 90 cm, STANDARD conf.30	240 pz/cartone
001014017C30	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 130 cm, STANDARD conf.30	180 pz/cartone
001013017900	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 90 cm, STANDARD conf.10	250 pz/cartone
001013017C30	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 130 cm, STANDARD conf.10	200 pz/cartone
001011017900	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 90 cm, STANDARD, confezione singola sterile	100 pz/cartone
001011017C30	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 130 cm, STANDARD, confezione singola sterile	100 pz/cartone

**DISEGNO TECNICO**

