

**PRODOTTO**

**SACCA DI SVUOTAMENTO URINA SECURDRAIN VIA'!**

<b>Corpo della sacca:</b>	realizzato in PVC, atossico, morbido e resistente. SENZA LATTICE e SENZA DEHP
<b>Colore della sacca:</b>	bianco opaco e trasparente.
<b>Serigrafia:</b>	asimmetrica per consentire una corretta lettura del liquido contenuto.
<b>Saldatura:</b>	doppia, di ottima tenuta.
<b>Capacità della sacca:</b>	2000 ml
<b>Occhielli:</b>	4, rinforzati per un sostegno sicuro. Permettono, attraverso un dispositivo di sostegno adeguato, una sospensione stabile e sicura, l'aggancio al letto e comode manipolazioni della sacca.
<b>Tubo della sacca:</b>	realizzato in PVC atossico e trasparente; l'alta qualità del granulo di PVC utilizzato conferisce un elevato effetto memoria, resistente alle piegature.
<b>Lunghezza del tubo:</b>	50 cm
<b>Raccordo:</b>	trasparente, in PVC atossico, adatto al collegamento al rubinetto di scarico a T della sacca principale a circuito chiuso
<b>Svuotamento:</b>	avviene tramite un pre taglio disposto sul lato superiore della sacca.
<b>Sterilizzazione:</b>	Dispositivo non sterile
<b>Marchio Registrato:</b>	Secudrain Vià!
<b>Codice CND:</b>	A06030301
<b>Numero di repertorio:</b>	1477132/R

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
008019017100	Sacca di svuotamento 2 lt, tubo 10 cm. Non sterile.	400 pz/cartone
008019017500	Sacca di svuotamento 2 lt, tubo 50 cm. Non sterile.	400 pz/cartone

**DISEGNO TECNICO**

