

PRODOTTO

SOFFIETTO PER LIQUIDI DRENATI

SOFFIETTO

Capacità Mantice: 50 ml / 100 ml / 150 ml / 500 ml / 700 ml
 Materia prima: realizzato in Polietilene "medical grade" . NON CONTIENE DEHP
 Caratteristiche : a bassa depressione con "memoria" termoplastica

TAPPO

Caratteristiche: composto da 2 vie
 Una per il collegamento al drenaggio (dotata di raccordo universale per diversi CH)
 Una per il collegamento alla sacca, con valvola antireflusso per impedire il reflusso dei liquidi sierosi ematici drenati, riducendo il rischio di infezioni retrograde.

PROLUNGA

Materia prima: PVC "medical grade" DEHP FREE
 Caratteristiche : lunghezza cm. 100
 diam. mm. 4.1 x 6.3 con clamp di chiusura e raccordo

Sterilizzazione: effettuata con miscela di ETO + CO2

Marchio commerciale: PVC Drain by Securmed SpA

CODICE	DESCRIZIONE	
1230301S1050	Soffietto 50 ML PVCDRAIN con memoria termoplastica di ritorno, dotato di valvola antireflusso Con Tubo prolunga in PVC ad 1 via e raccordo universale.	Confezione Singola, Sterile
1230301S10100	Soffietto 100 ML PVCDRAIN con memoria termoplastica di ritorno, dotato di valvola antireflusso Con Tubo prolunga in PVC ad 1 via e raccordo universale.	Confezione Singola, Sterile
1230301S10150	Soffietto 150 ML PVCDRAIN con memoria termoplastica di ritorno, dotato di valvola antireflusso Con Tubo prolunga in PVC ad 1 via e raccordo universale.	Confezione Singola, Sterile
1230301S10500	Soffietto 500 ML PVCDRAIN con memoria termoplastica di ritorno, dotato di valvola antireflusso Con Tubo prolunga in PVC ad 1 via e raccordo universale.	Confezione Singola, Sterile
1230301S10700	Soffietto 700 ML PVCDRAIN con memoria termoplastica di ritorno, dotato di valvola antireflusso Con Tubo prolunga in PVC ad 1 via e raccordo universale.	Confezione Singola, Sterile