

**PRODOTTO**

**SONDA PER ALIMENTAZIONE INFANTILE**

- Materia prima:** realizzata in PVC Medica e termosensibile che si ammorbidisce con la temperatura corporea  
**DEHP FREE.**
- Superficie:** liscia e trasparente, dotata di graduazione per un'introduzione facile e precisa
- Graduazione:** a partire da 50 mm dalla punta della sonda, ogni 1 cm.
- Punte:** chiusa e ben arrotondata per consentire un'introduzione atraumatica ed evitare possibili lacerazioni
- Fori laterali:** opposti, posizionati e sagomati in modo asimmetrico per evitare il rischio di occlusione.
- Lunghezza:** 50 cm
- Dimensioni:** CH 5 / CH 6 / CH 8 / CH 10
- Connettori:** colorati secondo standard internazionali



- Sterilizzazione:** Effettuata con miscela di ETO + CO<sub>2</sub>
- Marchio commerciale:** Securflow Vià!
- CND:** G02020101
- Numero di repertorio:** 80185/R
- Immagine del dispositivo:**



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
11214100501	Sonda per alimentazione infantile, 50 cm, CH 5. Sterile	100 pz/astuccio 600 pz/cartone
11214100502	Sonda per alimentazione infantile, 50 cm, CH 6. Sterile	
11214100503	Sonda per alimentazione infantile, 50 cm, CH 8. Sterile	
11214100504	Sonda per alimentazione infantile, 50 cm, CH 10. Sterile	