










PRODOTTO


SONDA PER ASPIRAZIONE CON VALVOLA DI CONTROLLO

Materia prima:	realizzata in PVC Medicaie, atossico e apirogeno
Superficie:	liscia e satinata che assicura un'introduzione priva di attrito
Punte:	aperte, ben arrotondate per consentire un'introduzione atraumatica
Fori laterali:	2, asimmetrici, smussati, che riducono il rischio di traumi, occlusioni accidentali o piegature
Lunghezza:	50 cm
Dimensioni:	da CH 6 a CH 20
Connettori:	colorati secondo standard internazionali

 <p>SONDE DIRITTE PER ASPIRAZIONE</p>								
	2.0 mm	2.5 mm	3.3 mm	4.0 mm	4.6 mm	5.3 mm	6.0 mm	6.6 mm
Charrière								
	06	08	10	12	14	16	18	20

Sterilizzazione:	Effettuata con miscela di ETO + CO ₂
Marchio commerciale:	Securflow Vià!
CND:	R05010102
Numero di repertorio:	78708/R

Immagine del dispositivo:



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11214101021*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 6	600 pz/cartone
11214101022*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 8	600 pz/cartone
11214101023*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 10	600 pz/cartone
11214101024*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 12	600 pz/cartone
11214101025*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 14	600 pz/cartone
11214101026*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 16	600 pz/cartone
11214101027*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 18	600 pz/cartone