

PRODOTTO

SONDA PER ASPIRAZIONE CON PUNTA ANGOLATA

Materia prima:	realizzata in PVC Medicaie, atossico e apirogeno
Superficie:	liscia e satinata che assicura un'introduzione priva di attrito
Punte:	aperte, curva per consentire un'introduzione atraumatica
Fori laterali:	smussati, che riducono il rischio di traumi, occlusioni accidentali o piegature
Lunghezza:	50 cm
Dimensioni:	da CH 6 a CH 18
Connettori:	colorati secondo standard internazionali
Sterilizzazione:	Effettuata con miscela di ETO + CO2
Marchio commerciale:	Securflow Vià!
CND:	R05010101
Numero di repertorio:	1477012/R

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11214101001C	Sonda per aspirazione, sterile, CH 6	600 pz/cartone
11214101002C	Sonda per aspirazione, sterile, CH 8	600 pz/cartone
11214101003C	Sonda per aspirazione, sterile, CH 10	600 pz/cartone
11214101004C	Sonda per aspirazione, sterile, CH 12	600 pz/cartone
11214101005C	Sonda per aspirazione, sterile, CH 14	600 pz/cartone
11214101006C	Sonda per aspirazione, sterile, CH 16	600 pz/cartone
11214101007C	Sonda per aspirazione, sterile, CH 18	600 pz/cartone