











PRODOTTO

SONDA PER ASPIRAZIONE SENZA VALVOLA DI CONTROLLO

- Materia prima:** realizzata in PVC Medicaie, atossico e apirogeno
- Superficie:** liscia e satinata che assicura un'introduzione priva di attrito
- Punte:** aperte, ben arrotondate per consentire un'introduzione atraumatica
- Fori laterali:** smussati, che riducono il rischio di traumi, occlusioni accidentali o piegature
- Lunghezza:** 50 cm
- Dimensioni:** da CH 6 a CH 20
- Connettori:** colorati secondo standard internazionali

SONDE DIRITTE PER ASPIRAZIONE								
	2.0 mm	2.5 mm	3.3 mm	4.0 mm	4.6 mm	5.3 mm	6.0 mm	6.6 mm
	<i>Charrière</i>							
	06	08	10	12	14	16	18	20

- Sterilizzazione:** Effettuata con miscela di ETO + CO₂
- Marchio commerciale:** **Securflow Vià!**
- CND:** R05010101
- Numero di repertorio:** 67005/R
- Immagine del dispositivo:**



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11214101001*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 6	600 pz/cartone
11214101002*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 8	600 pz/cartone
11214101003.	Sonda per aspirazione, sterile, CH 10	600 pz/cartone
11214101004.	Sonda per aspirazione, sterile, CH 12	800 pz/cartone
11214101005.	Sonda per aspirazione, sterile, CH 14	800 pz/cartone
11214101006*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 16	800 pz/cartone
11214101007*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 18	600 pz/cartone
11214101008*	Sonda per aspirazione, sterile, CH 20	600 pz/cartone