



PRODOTTO **SONDA DUODENALE**

- Materia prima:** realizzata in PVC Medica e termosensibile che si ammorbidisce con la temperatura corporea
- Superficie:** liscia e trasparente, dotata di graduazione per un'introduzione facile e precisa
- Graduazione:** ad intervalli di 100 mm dalla punta della sonda
- Punte:** chiusa e ben arrotondata per consentire un'introduzione atraumatica ed evitare possibili lacerazioni
- Fori laterali:** larghi per assicurare un drenaggio efficiente
- Lunghezza:** 125 cm
- Dimensioni:** da CH 8 a CH 18
- Connettori:** colorati secondo standard internazionali



- Sterilizzazione:** Effettuata con miscela di ETO + CO₂
- Marchio commerciale:** Securflow Vià!
- CND:** G02020102
- Numero di repertorio:** 82082/R

Immagine del dispositivo:



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11214100601	Sonda duodenale, sterile, CH 8	800 pz/cartone
11214100602	Sonda duodenale, sterile, CH 10	800 pz/cartone
11214100603	Sonda duodenale, sterile, CH 12	600 pz/cartone
11214100604	Sonda duodenale, sterile, CH 14	600 pz/cartone
11214100605	Sonda duodenale, sterile, CH 16	400 pz/cartone
11214100606	Sonda duodenale, sterile, CH 18	400 pz/cartone