



**PRODOTTO**

**SONDA RETTALE**

- Materia prima:** realizzata in PVC Medicaie e termosensibile che si ammorbidisce con la temperatura corporea
- Superficie:** liscia e trasparente che assicura una facile introduzione assicurando piena visibilità durante il drenaggio
- Punte:** ben arrotondate per consentire un'introduzione atraumatica ed evitare possibili lacerazioni
- Fori laterali:** disegnati attentamente per aumentare il drenaggio rettale
- Lunghezza:** 40 cm
- Dimensioni:** da CH 18 a CH 35
- Connettori:** colorati secondo standard internazionali

SONDE RETTALI												
												
					6.0 mm	7.3 mm	8.3 mm	9.3 mm	10.0 mm	10.6 mm	11.6 mm	
	<i>Charrière</i>											
					18	22	25	28	30	32	35	

- Sterilizzazione:** Effettuata con miscela di ETO + CO2
- Marchio commerciale:** Securflow Vià!
- CND:** G020301
- Numero di repertorio:** 78727/R
- Immagine del dispositivo:**



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
11214100401	Sonda rettale, sterile, CH 18	100 pz/astuccio 1000 pz/cartone
11214100408	Sonda rettale, sterile, CH 20	100 pz/astuccio 1000 pz/cartone
11214100402	Sonda rettale, sterile, CH 22	100 pz/astuccio 1000 pz/cartone
11214100403	Sonda rettale, sterile, CH 25	100 pz/astuccio 1000 pz/cartone
11214100404	Sonda rettale, sterile, CH 28	100 pz/astuccio 1000 pz/cartone
11214100405	Sonda rettale, sterile, CH 30	100 pz/astuccio 1000 pz/cartone
11214100406	Sonda rettale, sterile, CH 32	100 pz/astuccio 1000 pz/cartone
11214100407	Sonda rettale, sterile, CH 35	100 pz/astuccio 1000 pz/cartone