


PRODOTTO

SONDA DUODENALE

Materie Prime:	realizzato in silicone puro. Materiale che permette una permanenza a lunga durata grazie alla tolleranza e biocompatibilità che possiede
Superficie:	trasparente e liscia, con linea radio-opaca e graduazione numerica, per una introduzione facile e precisa
Estremità distale:	chiusa, arrotondata, traumatica Il modello Ryles presenta dei pesini metallici all'interno della punta
Estremità prossimale:	connettore Enfit
Fori laterali:	4 occhielli laterali alternati, di forma ovale
Lunghezza:	120 cm
Graduazione:	Marcatura numerica a intervalli di 5 cm dai 40 ai 60 cm, e intervalli di 10 cm da 70 a 90 cm.
Dimensioni:	(Charrière CH): CH. 8,10,12,14,16,18, 20
Sterilizzazione:	ETO + CO2
Marchio di vendita:	SECURflow

DISEGNO TECNICO



- 1: Punta
- 2: Occhielli
- 3: Marcatura numerica
- 4: Corpo della sonda
- 5: Connettore ENFIT

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
110141008E04	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, CH 04, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008E05	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, CH 05, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008E06	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, CH 06, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008E08	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, CH 08, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008E10	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, CH 10, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008E12	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, CH 12, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008E14	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, CH 14, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008E16	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, tipo Ryles, CH 16, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008E18	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, tipo Ryles, CH 18, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008R10	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, tipo Ryles, CH 10, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008R12	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, tipo Ryles, CH 12, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008R14	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, tipo Ryles, CH 14, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008R16	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, tipo Ryles, CH 16, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone
110141008R18	Sonda naso gastrica in silicone con Connettore ENFIT, tipo Ryles, CH 18, sterile	15 pz astuccio / 180 pz cartone