


PRODOTTO

**SUPPORTO IN PLASTICA "A MANIGLIA"
PER SACCHE RACCOLTA URINA**

Materiale:	plastica
Colore:	blu
Modalità di utilizzo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Applicare il supporto alla sacca raccolta urine forando con gli appositi dentini gli occhielli presenti sul bordo superiore della sacca; 2. Sistemare la sacca con il supporto sulla sponda del letto.
Cnd:	A0680
Numero di repertorio:	848905/R

DISEGNO TECNICO



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
514SUP06	Supporto in plastica "a maniglia" per sacca raccolta urina con tubo a sezione standard (diametro tubo 6,6 mm)	Cartoni da 100 pz
514SUP05	Supporto in plastica "a maniglia" per sacca raccolta urina con tubo a sezione larga (diametro tubo 9,0 mm)	Cartoni da 100 pz