

PRODOTTO

TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO TIPO MAGILL

Materia prima:	realizzato in PVC Medicaie termosensibile che ammorbidendosi con la temperatura corporea protegge i tessuti mucosi;
Superficie:	trasparente e liscia
Punta:	atraumatica per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
Linea radio - opaca:	realizzata su tutta la lunghezza per verificare l'esatta posizione del tubo.
Graduazione:	ad intervalli di 1 cm per verificare con certezza la profondità di inserimento.
Indicatori di posizione:	ad intervalli di 2 cm per facilitare il posizionamento del tubo.
Dimensioni:	da 3.0 mm a 10.0 mm
Lunghezza:	da 210 mm a 330 mm
Raccordo:	connettore standard, realizzato in PP, semi - montato da 15 mm che garantisce la compatibilità con i connettori dei sistemi di ventilazione.
Cuffia:	cuffia a bassa pressione/alto volume realizzata in PVC estendibile, dotata di palloncino di controllo della pressione con valvola ad una via integrata realizzati in PVC medicaie, ABS e da una molla in acciaio inossidabile.
Sterilizzazione:	effettuata con miscela ETO + CO ₂
Marchio registrato:	Securflow Vià!
CND:	R01030201
Numero di repertorio:	108421/R
Immagine del dispositivo:	



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11814102103	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 3.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102104	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 3.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102105	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 4.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102106	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 4.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102107	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 5.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102108	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 5.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102109	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 6.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102110	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 6.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102111	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 7.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102112	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 7.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102113	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 8.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102114	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 8.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102115	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 9.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102116	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 9.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102117	Tubo endotracheale in PVC tipo Magill, cuffiato, misura 10.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz