

PRODOTTO

TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO TIPO MURPHY

Materia prima:	realizzato in PVC Medicaie termosensibile che ammorbidendosi con la temperatura corporea protegge i tessuti mucosi;
Superficie:	trasparente e liscia
Punta:	atraumatica per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
Linea radio - opaca:	realizzata su tutta la lunghezza per verificare l'esatta posizione del tubo.
Graduazione:	ad intervalli di 1 cm per verificare con certezza la profondità di inserimento.
Indicatori di posizione:	ad intervalli di 2 cm per facilitare il posizionamento del tubo.
Dimensioni:	da 3.0 mm a 10.0 mm
Lunghezza:	da 210 mm a 330 mm
Raccordo:	connettore standard, realizzato in PP, semi – montato da 15 mm che garantisce la compatibilità con i connettori dei sistemi di ventilazione.
Cuffia:	cuffia a bassa pressione/alto volume realizzata in PVC estendibile, dotata di palloncino di controllo della pressione con valvola ad una via integrata realizzati in PVC medicale, ABS e da una molla in acciaio inossidabile.
Sterilizzazione:	effettuata con miscela ETO + CO ₂
Marchio registrato:	Securflow Vià!
CND:	R01030201
Numero di repertorio:	108421/R
Immagine del dispositivo:	



CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11814102003	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 3.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102004	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 3.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102005	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 4.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102006	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 4.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102007	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 5.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102008	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 5.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102009	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 6.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102010	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 6.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102011	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 7.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102012	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 7.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102013	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 8.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102014	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 8.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102015	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 9.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102016	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 9.5 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz
11814102017	Tubo endotracheale in PVC tipo Murphy, cuffiato, misura 10.0 mm	Confezione singola sterile Astuccio da 10 pezzi Cartone da 100 pz