

**PRODOTTO**

**URINOMETRO COMPLETO DI SACCA DI SVUOTAMENTO**

<b>Urinometro:</b>	contenitore realizzato in materiale plastico trasparente rigido con camera singola
<b>Capacità:</b>	400 ml. Dotato di scala graduata a partire da 5 ml.
<b>Rubinetto:</b>	semplice e altamente maneggevole con apertura/chiusura tramite rotazione
<b>Tubo:</b>	a sezione larga (9,5 mm) per ridurre il rischio di occlusioni e per consentire un passaggio rapido dei liquidi; è dotato di clamp stringi tubo. La lunghezza del tubo è di 120 cm
<b>Punto prelievo:</b>	senza lattice, del tipo "senz'ago", garantisce la funzionalità ottimale per nr. 10 prelievi.
<b>Componenti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Clamp ferma lenzuolo</li><li>- Valvola antiriflusso</li><li>- Scarico di sicurezza per il "troppo pieno", consente la fuoriuscita automatica del liquido in eccesso</li><li>- Supporto in plastica e lacci di sicurezza per il fissaggio al letto</li><li>- Ganci reggi sacca di svuotamento</li></ul>
<b>Sacca di svuotamento:</b>	saldata all'urinometro, con filtro antibatterico. E' fabbricata in PVC di grado medicale, atossico e resistente. E' dotata rubinetto di scarico a T con alloggiamento laterale. La capacità della sacca è di 2000 ml
<b>Sterilizzazione:</b>	Effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>
<b>Codice CND:</b>	A06030302
<b>Numero di repertorio:</b>	1233444/R

**IMMAGINE**



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CONFEZIONAMENTO</i>
129031DC2C01	Securmed DIURESIS PLAN: urinometro sterile, tubo 120 cm, connettore con punto prelievo senz'ago + sacca di svuotamento saldata da 2 lt	10 pz/cartone Dimensioni cartone: 0.39*0.39*0.30